






## Aquaray - kolor calypso, 3 strefy hydromasażu

### Opis produktu:

Wanna **Aquaray** to nowoczesna wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji. Zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii.

24 dysze Hydromasaż / 3 strefy 98 Dysze perełkowe 160 l Min. pojemność Calypso Kolor niecki

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

## Aquaray kolor calypso

### Automatyczny hydromasaż w 3 strefach i kąpiel perełkowa - precyzyjna hydroterapia w kolorze calypso

Główną funkcją wanny **Aquaray** jest automatyczny **hydromasaż strefowy**. W zależności od wykonania, wanna Aquaray wyposażona jest w dysze do hydromasażu, które pracują w 5 albo **3 strefach** lub 1 strefie niecki wanny.

24 dysz 3 strefy masażu 98 Dysze perełkowe 20 prog. Programy zabiegowe Calypso Kolor niecki

### Cechy charakterystyczne

- Niecka w kolorze **calypso**, wzmocniona włóknem szklanym
- Ekonomiczne zużycie wody – min. 160 l
- **24 dysze hydromasażu podzielone na 3 strefy** z regulacją intensywności
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- 3 programy standardowe (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20)
- Nowoczesny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem, 2 czujniki temperatury i 2 czujniki poziomu wody
- Wbudowany system dezynfekcji układu wodnego oraz automatycznego opróżniania wanny
- Słuchawka prysznicowa do spłukiwania wanny
- Wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji

### Akcesoria dostarczane wraz z wanną

- Stopień ułatwiający wejście do wanny
- Zagłówek
- Podpórka do nóg

### Opcje dodatkowe

#### System CHROMO Opcja

Chromoterapia z punktami świetlnymi LED-RGB podświetlającymi wodę w wannie. Dostępna w trzech konfiguracjach gęstości oświetlenia dopasowanych do potrzeb placówki.

12 CHROMO 12 24 CHROMO 24 36 CHROMO 36

#### System AUDIO Opcja

Wejście dźwięku z urządzenia zewnętrznego, np. Hi-Fi, mp3 itp. Muzyka podczas zabiegu sprzyja głębszej relaksacji pacjenta.

Audio Wejście z urządzenia zewnętrznego

#### System AROMA Opcja

Zbiornik na zapach z dozowaniem podczas zabiegu za pomocą przycisku. Aromaterapia wzbogaca kąpiel o doznania zapachowe potęgujące efekt relaksacyjny.

Dozowanie Jednym przyciskiem podczas zabiegu

## Konfiguracja dysz hydromasażu Ten wariant: 3 strefy

Ten wariant wanny wyposażony jest w **24 dysze podzielone na 3 strefy** hydromasażu. Dostępna jest również wersja z 36 dyszami w 5 strefach lub 24 dyszami w 1 strefie.

24 dysz 1 strefa 24 dysz 3 strefy ✓ 36 dysz 5 stref

### Bicz wodny Opcja

Bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia wody. Umożliwia ukierunkowany, intensywny masaż wybranych partii ciała.

Masaż manualny Regulowane ciśnienie wody

### Pozostałe opcje

Dysza kaskady Opcja Ozonator Opcja Podgrzewacz Opcja

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność zabiegowa (min.) [l]	160
Pojemność do przelewu [l]	320
Napełnianie* [min]	ca. 4
Spust [min]	ca. 2,5
Pobór prądu [A]	22
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Wymiary (dł. × szer. × wys.) [cm]	225 × 88 × 80
Waga [kg]	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

\* do min. poziomu wody – w zależności od ciśnienia wody w przyłączach (zalecany przepływ ~70 l/min)

### Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

#### Informacje:

Pojemność do przelewu [l]: 320

#### Model:

Kolor: Calypso  
 Chrome 2R: nie  
 Audio: nie  
 Aroma: nie  
 Bicz wodny (Hose): nie

Strefy hydromasażu Aquaray: 3 strefy  
hydromasażu