







Aquaray - kolor biały, 1 strefa hydromasażu

Opis produktu:

Wanna **Aquaray** to nowoczesna wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji. Zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii.

24 Dysze hydromasażu 98 Dysze perełkowe 160 l Min. pojemność 20 prog. Programy zabiegowe

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

Aquaray

Automatyczny hydromasaż strefowy i kąpiel perełkowa - precyzyjna hydroterapia

Główną funkcją wanny **Aquaray** jest **automatyczny hydromasaż strefowy**. W zależności od wykonania, wanna Aquaray wyposażona jest w dysze do hydromasażu, które pracują w 5 albo 3 strefach lub 1 strefie niecki wanny.

24 Dysze hydromasażu 98 Dysze perełkowe 160 l Min. pojemność 20 prog. Programy zabiegowe

Cechy charakterystyczne

- Niecka wanny dostępna w 2 kolorach – biały lub calypso, wzmocniona włóknem szklanym
- Ekonomiczne zużycie wody – min. 160 l
- 1 strefa wyposażona w 24 dysze do hydromasażu z regulacją intensywności
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- 3 programy standardowe (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20)
- Nowoczesny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem, 2 czujniki temperatury i 2 czujniki poziomu wody
- Wbudowany system dezynfekcji układu wodnego oraz automatycznego opróżniania wanny
- Słuchawka prysznica do spłukiwania wanny
- Wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji

Akcesoria dostarczane wraz z wanną

- Stopień ułatwiający wejście do wanny
- Zagłówek
- Podpórka do nóg

Opcje dodatkowe

System CHROMO Opcja

Chromoterapia z punktami świetlnymi LED-RGB podświetlającymi wodę w wannie. Dostępna w trzech konfiguracjach gęstości oświetlenia dopasowanych do potrzeb placówki.

12 CHROMO 12 24 CHROMO 24 36 CHROMO 36

System AUDIO Opcja

Wejście dźwięku z urządzenia zewnętrznego, np. Hi-Fi, mp3 itp. Muzyka podczas zabiegu sprzyja głębszej relaksacji pacjenta.

♪ Wejście audio z urządzenia zewnętrznego

System AROMA Opcja

Zbiornik na zapach z dozowaniem podczas zabiegu za pomocą przycisku. Aromaterapia wzbogaca kąpiel o doznania zapachowe potęgujące efekt relaksacyjny.

Dozowanie Jednym przyciskiem podczas zabiegu

Konfiguracja dysz hydromasażu Opcja

Wanna dostępna w trzech konfiguracjach stref hydromasażu – od skoncentrowanej terapii jednej partii ciała do kompleksowego masażu całego organizmu.

24 dysz 1 strefa 24 dysz 3 strefy 36 dysz 5 stref

Bicz wodny Opcja

Bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia wody. Umożliwia ukierunkowany, intensywny masaż wybranych partii ciała.

Masaż manualny Regulowane ciśnienie wody

Pozostałe opcje

Dysza kaskady Opcja Ozonator Opcja Podgrzewacz Opcja

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność zabiegowa (min.) [l]	160
Pojemność do przelewu [l]	320
Napełnianie* [min]	ca. 4
Spust [min]	ca. 2,5
Pobór prądu [A]	22
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Wymiary (dł. × szer. × wys.) [cm]	225 × 88 × 80
Waga [kg]	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

* do min. poziomu wody – w zależności od ciśnienia wody w przyłączach (zalecany przepływ ~70 l/min)

Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność do przelewu [l]: 320

Model:

Kolor: Biały
 Chrome 2R: nie
 Audio: nie
 Aroma: nie
 Bicz wodny (Hose): nie

Strefy hydromasażu Aquaray: 1 strefa
hydromasażu