



Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, 3/pk (1720-003)

Opis produktu:

Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, 3/pk.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody są pokryte lepkim żelem, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Przewód jest podczepiany do zatrząsków. Elektrody mogą być wykorzystane do monitorowania aktywności EMG.

Ilość w opakowaniu:

100 zestawów x 3 elektrody

Informacje:

Opcje produktu:

ilość zestawow: 1 (3 elektrody), 100 (x3 el.) -
opakowanie zbiorcze