




Orionmed Balneo - kolor biały, 3 zawory

Opis produktu:

Wanna **Orionmed** to wielofunkcyjna wanna do hydroterapii, która łączy w sobie dwie skuteczne metody leczenia wodą: **automatyczny hydromasaż strefowy** oraz **relaksującą kąpiel perełkową**. Dzięki nowoczesnemu panelowi dotykowemu i zautomatyzowanym funkcjom wanna zapewnia ekonomiczne zużycie wody oraz wygodną obsługę. Jest to wszechstronne narzędzie pracy, idealne dla nowoczesnych ośrodków rehabilitacji, SPA i odnowy biologicznej.

26 Dysze hydromasażu 126 Dysz Kąpiele perełkowe 135 kg Max. masa pacjenta 4 min Czas napełniania

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

Orionmed

Hydromasaż strefowy i kąpiel perełkowa - dwie terapie w jednym urządzeniu

Orionmed to zaawansowana wanna terapeutyczna, zaprojektowana do przeprowadzania profesjonalnych zabiegów **automatycznego hydromasażu strefowego** oraz **relaksujących kąpeli perełkowych**. Stanowi wszechstronne narzędzie pracy w nowoczesnych ośrodkach rehabilitacji, SPA i odnowy biologicznej, łącząc w sobie dwie skuteczne metody hydroterapii.

Urządzenie pozwala na precyzyjne oddziaływanie na wybrane partie ciała lub kompleksową terapię całego organizmu. Dzięki intuicyjnej obsłudze i możliwościom rozbudowy o dodatkowe funkcje, takie jak bicz wodny, aromaterapia czy chromoterapia, wanna Orionmed umożliwia tworzenie spersonalizowanych programów terapeutycznych.

26 Dysze hydromasażu 126 Dysze perełkowe 135 kg Maks. masa pacjenta IIa Klasa wyrobu med.

Zaawansowana terapia wodna w praktyce

Ciepła woda rozluźnia napięte mięśnie, przygotowując ciało do terapii. Zintegrowany system masażu precyzyjnie oddziałuje na organizm pacjenta za pomocą dwóch niezależnych technologii.

- **Hydromasaż strefowy** – 26 dysz w 3 niezależnych strefach: stopy i łydki, uda, okolice kręgosłupa; ukierunkowana terapia zmniejszająca napięcie mięśniowe
- **Kąpiel perełkowa** – 126 dysz powietrznych generujących tysiące pęcherzyków; delikatny mikromasaż o działaniu relaksującym i stymulującym krążenie
- **Dotykowy panel sterowania** – szybkie ustawienie parametrów zabiegu, 4 programy fabryczne i możliwość zaprogramowania własnej sekwencji (P4)

Kluczowe cechy

- **Dwie formy terapii w jednym urządzeniu** – hydromasaż strefowy (26 dysz) i kąpiel perełkowa (126 dysz) w standardzie
- **Precyzyjna kontrola** – 3 niezależne strefy masażu wodnego (stopy/łydki, uda, plecy)
- **Intuicyjna obsługa** – panel dotykowy z gotowymi programami i możliwością tworzenia własnych
- **Zautomatyzowana konserwacja** – wbudowane systemy dezynfekcji i odkamieniania
- **Komfort i bezpieczeństwo pacjenta** – ergonomiczna niecka, zagłówek i stopnie z powierzchnią antypoślizgową
- **Podtrzymanie temperatury wody** – zintegrowana grzałka utrzymuje stałą temperaturę przez cały zabieg

Orionmed doskonale sprawdzi się w:

Ośrodek rehabilitacyjny

3 niezależne strefy hydromasażu umożliwiają precyzyjne oddziaływanie na konkretne partie ciała. Automatyczne programy P1-P4 zapewniają powtarzalność terapii i skracają czas przygotowania stanowiska.

SPA / Odnowa biologiczna

Opcjonalne moduły CHROMO (12/24/36 LED), AUDIO (BT10 Bluetooth) i AROMA (zbiorniczki 50 ml) pozwalają na tworzenie spersonalizowanych pakietów wellness premium podnoszących standard oferty.

Nowoczesna placówka medyczna

Wszechstronność dwóch metod hydroterapii w jednym urządzeniu optymalizuje przestrzeń zabiegową. Zautomatyzowane procesy konserwacyjne i podtrzymanie temperatury redukują obciążenie personelu.

Gotowe programy terapeutyczne

Wanna Orionmed wyposażona jest w 4 programy zabiegowe automatyzujące pracę i zapewniające powtarzalność terapii. Czas poszczególnych etapów jest automatycznie skalowany proporcjonalnie do całkowitego czasu zabiegu.

- **P1 - Terapia ogólna** – start i koniec z wszystkimi strefami jednocześnie, środkowa faza naprzemiennie: S1 → S2 → S3
- **P2 - Terapia sekwencyjna** – kolejno: S1 (stopy) → S2 (uda) → S3 (plecy) → masaż pętlek
- **P3 - Terapia łączona** – hydromasaż wszystkich stref → dołącza masaż pętlek → wyłącznie hydromasaż
- **P4 - Program użytkownika** – zapis własnej sekwencji przez manualne przełączanie stref w trybie nagrywania

Korzyści dla Twojej placówki

- **Wszechstronna oferta zabiegowa** – dwa popularne zabiegi przy użyciu jednego urządzenia
- **Optymalizacja pracy personelu** – automatyczne napełnianie, programy fabryczne i zintegrowane systemy konserwacji
- **Pakiety premium** – opcje HOSE, CHROMO, AROMA i AUDIO pozwalają rozszerzyć ofertę o spersonalizowane pakiety terapeutyczne
- **Trwałość i niezawodność** – niecka z akrylu sanitarnego wzmocnionego włóknem szklanym, odporna na zarysowania

Zabezpieczenia i funkcje praktyczne

- **Zabezpieczenie „na sucho”** – pompa nie uruchomi się bez odpowiedniego poziomu wody
- **Elektroniczny czujnik poziomu wody** – automatyczna kontrola napełniania z sygnalizacją dźwiękową (poziom minimalny i zabiegowy)
- **Tryb uśpienia** – automatyczne wygaszenie panelu po 15 min bezczynności
- **Sygnalizacja konserwacji** – ikony na wyświetlaczu informują o potrzebie uzupełnienia płynu dezynfekującego lub odkamieniania

Dostępne opcje dodatkowe

System CHROMO Opcja

Chromoterapia oparta na punktach świetlnych LED-RGB podświetlających wodę w wannie. Dostępna konfiguracja z 12, 24 lub 36 źródłami światła. Tryby: 8 kolorów stałych, cykliczne przełączanie, płynne przejścia powolne i szybkie, dynamiczny „taniec światła”.

12 Punkty LED 24 Punkty LED 36 Punkty LED

System AUDIO Opcja

Wbudowane głośniki w tylnej części wanny połączone z modułem multimedialnym **Power Dynamics BT10**. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth z telefonem lub innym urządzeniem

zewnątrznym sprzyja głębszej relaksacji pacjenta podczas zabiegu.

BT Moduł BT10 Power Dynamics + głośniki

System AROMA Opcja

Zbiornik na aromat z przyciskiem dozującym – jedno naciśnięcie uwalnia do wody pojedynczą dawkę zapachu w formie aerozolu. W zestawie startowym wymienne zbiorniczki 50 ml. Wymiana zużytego wkładu jest prosta i szybka.

50 ml Wymienne zbiorniczki aromatów

HOSE - Bicz wodny Opcja

Narzędzie do intensywnego, manualnego masażu podwodnego. Sterowanie dedykowanym przyciskiem na pulpicie, płynna regulacja ciśnienia wody. Nie zaleca się jednoczesnej pracy bicia i pompy hydromasażu. Wąż może być również używany do mycia i płukania niecki po zabiegu.

Masaż manualny Regulowane ciśnienie wody

Podpórka pod nogi Opcja

Przeznaczona dla pacjentów o niższym wzroście. Mocowana wewnątrz niecki zapewnia stabilne oparcie dla stóp i zapobiega zsuwaniu się pacjenta – kluczowe dla skuteczności terapii, ponieważ gwarantuje, że dysze hydromasażu trafiają dokładnie w leczone partie ciała.

Stabilna pozycja Optymalne trafienie dysz w leczone partie

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	Kąpiele w wodzie czystej, hydromasaż stref kąpiel perefkowa
Wymiary (dł. × szer. × wys.) [mm]	2140 × 850 × 850
Pojemność do kąpeli / do przelewu [l]	160 / 320
Liczba dysz hydromasażu	26 (w 3 strefach)
Liczba dysz kąpeli perefkowej	126
Czas napełniania / opróżniania	4 min / 4 min
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór prądu [A]	25
Masa (bez wody) [kg]	170
Dopuszczalna masa pacjenta [kg]	135
Klasa wyrobu medycznego	Ila

Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę (170 kg).

Porównanie modeli Orionmed

Cecha / Funkcja	Orionmed	Orionmed Balneo	Orionmed B AIR
Główne przeznaczenie	Hydromasaż, kąpiel perełkowa	Hydromasaż, kąpiele balneologiczne	Wszystkie 3 łączn
Automatyczny hydromasaż strefowy	(26 dysz)	(26 dysz)	(26 dy
Kąpiel perełkowa (masaż powietrzny)	(126 dysz)		(126 d
Przystosowanie do solanki / CO2		Standard	Stand
Programy automatyczne (P1-P4)	Standard		
Podtrzymanie temperatury wody	Standard		
Bicz wodny (HOSE)	Opcja		
Aromaterapia (AROMA)	Opcja		
Chromoterapia (CHROMO)	Opcja	Opcja	Opcj
System AUDIO	Opcja	Opcja	Opcj
Minimalny czas napełniania	4 min	2 min	2 mi
Konstrukcja i armatura	Akryl sanitarny	Materiały odporne chemicznie	Materiały c chemic

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 280
 Pojemność zabiegowa [l]: 160
 Pojemność do przelewu [l]: 320
 Kategoria: Hydroterapia

Model:

Kolor: Biały
 Chrome 2R: nie
 Audio: nie
 Ilość zaworów: 3 zawory
 Podpórka pod nogi: nie