



Bathaid PREMIUM Plus - Wanna pielęgnacyjna z układem dezynfekcji niecki

Opis produktu:

Wanna **Bathaid** to nowoczesna wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.

185 kg Max. masa pacjenta 400 kg Nośność (SWL) 40 cm Regulacja wysokości 270 L Pojemność

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bathaid PREMIUM Plus

Zaawansowana kąpiel pielęgnacyjna - komfort pacjenta, ergonomia personelu

Wanna **Bathaid PREMIUM Plus** to nowoczesna wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach, domach opieki oraz placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości ułatwia personelowi wykonywanie codziennych czynności higienicznych.

Wanna ułatwia przeprowadzenie kąpieli pielęgnacyjnej pacjentów ze zmniejszoną mobilnością ruchową spowodowaną urazem, chorobą lub niepełnosprawnością – minimalizując wysiłek fizyczny opiekuna przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.

185 kg Maks. masa pacjenta 40 cm Zakres regulacji wys. AIR + AROMA Napowietrzanie & aromaty

Cechy charakterystyczne

- Ergonomiczna konstrukcja ze specjalnie wyprofilowaną niecką z podporami ramion
- Elektryczne podnoszenie i opuszczanie niecki w zakresie 40 cm (siłowniki Linak)
- Szybkie siłowniki – czas podnoszenia/opuszczania ~30 s (pusta i maksymalnie obciążona)
- Panel stały na koronie wanny oraz pilot ręczny z dwiema prędkościami (opcja: autoryzacja kluczykiem)
- Pulpit sterowania z automatycznym napełnianiem niecki do poziomu zabiegowego
- Bateria termostatyczna z niezależną wylewką i elektronicznym wskaźnikiem temperatury
- System AIR – napowietrzanie kąpeli (10 dysz po 7 otworów powietrznych na dnie niecki)
- Wbudowany układ dezynfekcji niecki oraz słuchawka prysznicowa
- Przelew z pokrętkiem do zamykania odpływu
- Podpórka do nóg regulowana w 3 pozycjach oraz uchwyty

Bathaid PREMIUM Plus doskonale sprawdzi się w:

Szpital

Idealna do intensywnego użytkowania na oddziałach rehabilitacyjnych, geriatrycznych i neurologicznych. Elektryczna regulacja wysokości z szybkimi siłownikami minimalizuje obciążenie personelu, a wbudowany układ dezynfekcji niecki spełnia rygorystyczne normy higieniczne.

Dom opieki

Zapewnia godność i wysoki komfort podopiecznym podczas codziennych kąpieli pielęgnacyjnych. Systemy AUDIO i CHROMO tworzą relaksującą atmosferę, a regulacja wysokości niecki umożliwia bezpieczną obsługę przez jedną osobę.

Sanatorium / Rehabilitacja

System AIR z napowietrzaniem kąpeli oraz opcjonalny system AROMA podnoszą standard zabiegów balneologicznych. Kąpiel aromaterapeutyczna (15–30 min) wspiera terapię relaksacyjną i rehabilitacyjną.

Opieka długoterminowa

Dla pacjentów z ograniczoną mobilnością spowodowaną urazem, chorobą lub niepełnosprawnością. Maks. obciążenie SWL 400 kg i nośność pacjenta 185 kg gwarantują bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych przypadkach klinicznych.

Dostępne opcje

Wskaźnik temperatury

W wersji PREMIUM Plus wskaźnik temperatury jest standardowo wbudowany w pulpit sterowania - wyświetla temperaturę zarówno wody w niecce, jak i na wylewce, zapewniając pełną kontrolę nad bezpieczeństwem termicznym kąpeli.

°C Pomiar w niecce i na wylewce

System awaryjnego zasilania

Opcjonalny akumulator umożliwia opuszczenie niecki wanny w przypadku braku zasilania elektrycznego. Podczas pracy akumulatorowej system sygnalizuje działanie ciągłym sygnałem dźwiękowym. Akumulator wymaga jedynie corocznej kontroli stanu technicznego.

Opcja Akumulator awaryjny 1x / rok Kontrola serwisowa

Układ dezynfekcji niecki

System wyposażony jest w zbiornik o pojemności 2,8 l oraz kontrolkę LED poziomu płynu dezynfekującego. Standardowe stężenie środka dezynfekcyjnego wynosi 3%. Specjalna słuchawka umożliwia natryskowe dezynfekowanie niecki. Żółta kontrolka LED sygnalizuje niski poziom płynu - przy jej zaświeceniu można wykonać jeszcze 3 procedury dezynfekcji po 30 sekund każda.

2,8 l Zbiornik płynu 3% Stężenie środka

Siłowniki (Linak) - szybkie, w standardzie

W wersji PREMIUM Plus szybkie siłowniki Linak są standardowym wyposażeniem. Czas podnoszenia i opuszczania niecki wynosi ~30 sekund - zarówno przy pustej, jak i maksymalnie obciążonej wannie (400 kg). Tryb pracy jest nieciągły: 2 minuty pracy / 18 minut przerwy.

~30 s Czas podnoszenia 400 kg Maks. obciążenie SWL

System AUDIO Opcja

System AUDIO składa się z wbudowanego modułu multimedialnego BT10 firmy Power Dynamics oraz głośników umieszczonych w tylnej części wanny. Umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, tworząc relaksującą atmosferę podczas kąpeli terapeutycznej.

BT Moduł BT10 Power Dynamics + głośniki

System CHROMO Opcja

12 punktów świetlnych LED w bocznej części wanny. Oferuje pełne spektrum efektów: kolory stałe (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały), efekt migania „taniec światła” oraz płynne przejścia między kolorami w trybie wolnym i szybkim.

12xLED Chromoterapia z efektami świetlnymi

System AROMA Tylko PREMIUM Plus

Ekskluzywna funkcja dostępna wyłącznie w wersji PREMIUM Plus. System dozuje aromaty podczas kąpieli z napowietrzaniem (AIR) i działa tylko przy aktywnej dmuchawie. Kąpiel aromaterapeutyczna powinna trwać 15-30 minut. Wykorzystuje wymienne zbiorniczki 50 ml (do nabycia w Meden-Inmed). W zestawie podstawowym: 4 zbiorniczki z różnymi zapachami.

50 ml Zbiorniczek aromatu 4 szt. Zapachy w zestawie

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary (dł. x szer.) [cm]	199 x 80
Wys. min.-maks. (krawędź niecki) [cm]	72-112
Zakres regulacji wysokości [cm]	40
Głębokość niecki [cm]	43
Odptyw Ø [cm]	5
Pojemność do przelewu [l]	270
Zasilanie [V, Hz]	230, 50/60
Masa wanny PREMIUM Plus [kg]	252
Maks. masa pacjenta [kg]	185
Maks. bezpieczne obciążenie (SWL) [kg]	400
Maks. czas napełniania do przelewu (~70 l/min) [min]	~9,5
Maks. czas opróżniania niecki [min]	~4
Czas podnoszenia/opuszczania niecki [s]	~30
Tryb pracy siłowników	Nieciągły (2 min praca / 18 min przerwa)

Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę (252 kg).

Informacje:

Kategoria: Hydroterapia

Model:

Bathaid - Wersja: PREMIUM Plus
 Bathaid - Audio: nie
 Bathaid - Chromo: nie
 Bathaid - Aroma: nie
 Bathaid - Akumulator: nie

Bathaid - Układ dezynfekcji: tak
Bathaid - Siłownik: standardowy