



Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia

Opis produktu:

Urządzenie **Eleveo** to zaawansowany system do bezpiecznej pionizacji oraz dynamicznej reedukacji chodu z systemem odciążenia pacjenta. Umożliwia jednoczesną kontrolę postawy, balansu oraz dystrybucji obciążeń zarówno na bieżni, jak i na stałym podłożu. Dzięki elektronicznemu modułowi biofeedbacku i zautomatyzowanej regulacji wysokości, Eleveo stanowi kluczowe ogniwo w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, optymalizując pracę terapeuty i skracając proces powrotu pacjenta do sprawności.

160 kg Maks. odciążenie 210 cm Maks. wzrost $\geq$ 5 cm Skok środka ciężk. 164 cm Min. wysokość

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

SYSTEM DO PIONIZACJI I BEZPIECZNEJ REEDUKACJI CHODU

Eleveo

Dynamiczne odciążenie i biofeedback - pełna kontrola postawy i balansu

Eleveo to zaawansowany medyczny podnośnik pacjenta, zaprojektowany do prowadzenia profesjonalnego treningu chodu, kontroli postawy oraz stabilności posturalnej. Urządzenie pozwala na realizację procedur terapeutycznych zarówno na bieżni rehabilitacyjnej, jak i na stałym podłożu, stanowiąc niezastąpione wsparcie w nowoczesnych ośrodkach fizjoterapii, neurologii i ortopedii.

Sercem systemu jest elektrycznie sterowany siłownik akumulatorowy oraz zintegrowany moduł elektroniczny, który monitoruje i symetryzuje poziom odciążenia. Eleveo umożliwia pacjentom z

poważnymi dysfunkcjami lokomocyjnymi na bezpieczną, wczesną pionizację oraz naukę chodu w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnego kroku fizjologicznego.

160 kg Maks. odciążenie 210 cm Maks. wzrost IP40 Klasa szczelności Klasa I Wyrób medyczny

Aktywna reedukacja chodu w bezpiecznych warunkach

Dynamiczny system odciążenia eliminuje lęk przed upadkiem, pozwalając pacjentowi w pełni skoncentrować się na wzorcu chodu. Eleveo wspiera proces terapeutyczny dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym:

- **Elektroniczny biofeedback** – stałe monitorowanie siły odciążenia z podziałem na lewą i prawą stronę ciała; natychmiastowa informacja o asymetrii obciążenia.
- **Dynamiczne odciążenie (skok ≥ 5 cm)** – umożliwia naturalne przemieszczanie środka ciężkości w pionie podczas fazy podporu i przenoszenia kończyny.
- **Wielokierunkowy trening lokomocyjny** – unikalna konstrukcja pozwala na ćwiczenia chodu przodem, tyłem oraz bokiem bez konieczności wypinania uprząży.

Kluczowe cechy systemu

- **Zasilanie akumulatorowe** – pełna niezależność i mobilność dzięki wydajnemu siłownikowi elektrycznemu ładowanemu z sieci 230 V.
- **Dwupunktowe podwieszenie** – 4 pasy stabilizujące umożliwiają precyzyjną korekcję ustawienia miednicy oraz pochylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.
- **Zaawansowany system jezdny** – 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą kierunkową, gwarantują stabilne prowadzenie w linii prostej bez uciekania podnośnika na boki.
- **Kompaktowość i bezbarierowość** – możliwość obniżenia ramy do 164 cm pozwala na bezproblemowy transport przez standardowe otwory drzwiowe (180 cm).
- **Kompletny zestaw akcesoriów** – w standardzie dwie ergonomiczne, bezpieczne uprząże w rozmiarach M/Standard oraz XL.
- **Regulacja ergonomiczna** – komfortowe uchwyty dla pacjenta z możliwością szybkiej modyfikacji kąta ustawienia ramion.

Eleveo doskonale sprawdzi się w:

Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna

Idealne narzędzie do pracy z pacjentami po udarach (CVA), urazach rdzenia kręgowego, z MPD czy po zabiegach endoprotezoplastyki. Elektroniczny podgląd symetrii odciążenia pozwala na bieżąco korygować dystrybucję obciążenia niedowładnej kończyny.

Sanatoria i ośrodki geriatryczne

U pacjentów geriatrycznych z osłabieniem siły mięśniowej Eleveo zapewnia poczucie pełnego bezpieczeństwa. Pozwala na bezwysiłkową pionizację i aktywizację ruchową, minimalizując ryzyko upadku.

Nowoczesne pracownie analizy i reedukacji chodu

Szerokość podnośnika (89,4 cm) umożliwia bezproblemową integrację z większością medycznych bieżni rehabilitacyjnych. Pozwala na stworzenie kompleksowego stanowiska do zautomatyzowanego treningu lokomocyjnego.

Korzyści dla Twojej placówki

- **Odciążenie fizyczne personelu** – elektryczny system podnoszenia eliminuje konieczność ręcznego dźwigania pacjenta przez terapeutów.
- **Obiektywizacja procesu rehabilitacji** – cyfrowy moduł pomiarowy pozwala na dokładne dokumentowanie postępów pacjenta w redukcji asymetrii chodu.
- **Uniwersalność pediatryczno-bariatryczna** – szeroki zakres regulacji wysokości i udźwig do 160 kg umożliwiają pracę zarówno z dziećmi, jak i pacjentami bariatrycznymi.
- **Bezpieczeństwo prawne i higiena pracy** – wyrób medyczny spełniający najwyższe rygory bezpieczeństwa pracy z pacjentem niesamodzielnym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	Pionizacja, dynamiczne odciążenie, reedukacja chodu na bieżni i podłożu
Maksymalne obciążenie / odciążenie [kg]	160
Maksymalny wzrost pacjenta [cm]	210
Skok dynamiczny środka ciężkości [cm]	≥ 5
Wymiary gabarytowe: wysokość min. / maks. [cm]	164 / 234
Wymiary gabarytowe: długość maksymalna [cm]	135
Szerokość zewnętrzna ramy [cm]	89,4 (kompatybilna z drzwiami 90 cm)
Rodzaj podwieszenia	Dwupunktowe, 4-pasowe (korekcja miednicy i tułowia)
Zasilanie układu sterowania	Akumulatorowe (ładowanie z sieci 230 V / 50 Hz)
Klasa szczelności obudowy	IP40
Klasa wyrobu medycznego	I

Informacja instalacyjno-logistyczna

Dzięki funkcji obniżenia konstrukcji do **164 cm**, Eleveo mieści się w standardowych otworach drzwiowych o wysokości 180 cm. Przed zakupem zaleca się weryfikację szerokości ciągów komunikacyjnych (minimalna szerokość urządzenia to 89,4 cm).

Informacje:

Model: