

Stół do masażu i rehabilitacji Nexus S5 - kolor Bordeaux




Opis produktu:

Stół do masażu Nexus S5 w kolorze **Bordeaux** to profesjonalne rozwiązanie dedykowane do masażu leczniczego, rehabilitacji oraz stref **Medical SPA & Wellness**. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i nowoczesnej technologii, zapewnia pacjentowi idealną pozycję, a terapeutę maksymalny komfort pracy.

Kluczowe zalety stołu Nexus S5:

- **Kolor Bordeaux** – głęboki, elegancki odcień nadający gabinetowi luksusowy charakter.
- **Tapicerka LUX** – dwuwarstwowa, odporna na ciecze i zarysowania, wytrzymuje do 500 000 cykli ścierania.
- **Stabilna konstrukcja** – wytrzymała rama nożycowa o udźwigu do 185 kg z elektryczną regulacją wysokości.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Nexus S5 - Stół do masażu

Stół do masażu NEXUS przeznaczony jest do wykonywania zabiegów masażu manualnego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub niepełnosprawności poprzez przywracanie lub poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

Kliniczne zalety stołów do masażu opierają się na fakcie, że pacjent może przyjąć odpowiednią pozycję do zabiegu, a możliwość regulacji wysokości i/lub poszczególnych sekcji stołu ułatwia pracę rehabilitanta/fizjoterapeuty oraz zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, stół Nexus zyskał unikalne i niepowtarzalne detale wykończenia. Każdy element stołu wykonany jest z maksymalną precyzją, estetyką i, co najważniejsze, niezawodnością. Dzięki nowej technologii produkcji i najbardziej rygorystycznym standardom powstał produkt stabilny, trwały i bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej.

Cechy:

5-sekcyjny stół do masażu

Dwuwarstwowa wyściółka z tapicerką w wielu kolorach

Otwór na twarz z zatyczką w kształcie półksiężyca

Regulowane sekcje zagłówka/nóg za pomocą sprężyn gazowych

Siłownik elektryczny Linak; posiada tylko funkcję pchania, ograniczając możliwość przypadkowego zgniecenia; możliwe jest swobodne uniesienie górnej ramy stołu

Wyposażony w system blokady; system po uruchomieniu/podłączeniu do zasilania blokuje funkcję ruchu wszystkich siłowników; odblokowanie możliwości ruchu siłowników następuje poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisków sterowania ruchem sekcji na pilocie ręcznym lub nożnym

Mobilny - 2 kółka transportowe

Stabilna rama nożycowa

Dwa warianty malowania ramy: „biały” lub „antracyt”

SmartS4Arms - samoblokujące, opuszczane podłokietniki (obsługiwane jedną ręką) (tylko S4/S5/P5), rotacja -90°, zakres obniżania 18 cm

Elektryczna regulacja wysokości: 50-94 cm za pomocą pilota nożnego

Wytrzymała konstrukcja z maks. bezpiecznym obciążeniem podczas regulacji wysokości do 185 kg

Wskazania:

Zespół skrzyżowania górnego,
opóźniona bolesność mięśni (DOMS),
ból szyi,
przeciążenia zawodowe,
zaburzenia napięcia mięśniowego,
dyskopatia
choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych,
choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych,
przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowy,
zespoły bólowe barku,
mukowiscydoza,
przewlekły ból pleców,
przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
ból zmęczenia mięśnia czworogłowego,
napięciowy ból głowy.

LUX

TKANINY OBICIOWE

LUX to poliuretanowa tkanina obiciowa. Wytrzymuje do 500 000 cykli ścierania, co czyni ją odpowiednią do intensywnego użytkowania. Jej jakość potwierdza

wysoka odporność na zarysowania i hydrolizę. Poliuretan, z którego wykonany jest LUX, ma niską przewodność cieplną, dzięki czemu nadaje się do chłodniejszych klimatów. Pod wpływem szpitalnych środków czyszczących tkanina nie twardnieje ani nie traci elastyczności. Tapicerka jest przyjemna w dotyku. Jej odporność na mocz została przetestowana i potwierdzona. Dzięki temu nadaje się do stosowania w placówkach medycznych i szpitalach.

Odporność na temperaturę

Dwuwarstwowa tapicerka stołu do masażu **Nexus S5** jest odporna na wysokie temperatury.

Odporność na płyny

Materiał wierzchni stołu do masażu **Nexus S5** jest odporny na płyny (woda, krew, solanka).

Komfortowa powierzchnia

Stół do masażu **Nexus S5** pokryty jest miękką, elastyczną i wygodną powłoką.

Wysoka odporność na zarysowania

Dwuwarstwowa tapicerka **Nexus S5** charakteryzuje się strukturą odporną na zarysowania.

Akcesoria dodatkowe:

wieszak na podkład papierowy,

kliny,

wałki, półwałki,

2x szyny boczne (nie dostępne, jeśli stół posiada już poziome barierki składane),

taborety dla terapeutów.

Opcje dodatkowe:

pilot ręczny - zamiast pilota nożnego*,

rama sterująca (pilot ramowy) - zamiast pilota nożnego*,

wbudowany system podgrzewania blatu,

poziome barierki składane (2 szt.) (tylko E-S2 / S2 / S3 / S4 / S5).

Ważna uwaga: każdy stół może być wyposażony tylko w JEDNĄ z opcji sterowania elektrycznego (pilot nożny LUB pilot ręczny LUB rama sterująca)

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 205 cm
Masa: 85 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
Linia: Nexus
Liczba sekcji: 5
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 – 105 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 185 kg
Funkcja pionizacji: Nie
PAS: Tak
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Tak

Model: