



Podnośnik pacjenta Levitop Standard - zawiesie 4PSB-ALU

Opis produktu:

Levitop Standard w konfiguracji z **zawiesiem 4PSB-ALU** to kompletny i funkcjonalny **podnośnik jezdny**, przeznaczony do **profesjonalnej opieki nad osobami o ograniczonej mobilności**. Zastosowanie **4-punktowego zawiesia aluminiowego** gwarantuje najwyższą stabilność podczas podnoszenia i **transportu pacjentów** w placówkach medycznych oraz warunkach domowych.

Kluczowe cechy zestawu:

- **W zestawie zawiesie 4PSB-ALU** - lekka, aluminiowa konstrukcja 4-punktowa zapewniająca stabilną i bezpieczną pozycję pacjenta.
- **Elektryczna regulacja** rozstawu nóg podstawy sterowana pilotem.
- Maksymalny **udźwig 230 kg** z możliwością wykonania około 20 pełnych cykli na jednym ładowaniu.
- **Minimalny promień skrętu 72 cm** dla łatwego manewrowania w wąskich przestrzeniach.

Zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik pacjenta Levitop Standardzawiesie 4PSB-ALU

Prezentowana wersja podnośnika **Levitop Standard** została wyposażona w specjalistyczne **zawiesie 4PSB-ALU (4-punktowe, aluminiowe)**. To zaawansowane rozwiązanie zapewnia najwyższą stabilność pacjenta podczas transferu oraz znacznie ułatwia obsługę personelowi dzięki lekkiej konstrukcji aluminium.

Urządzenie umożliwia bezpieczne podnoszenie pacjentów w szpitalach, domach opieki oraz warunkach domowych. Dzięki zastosowaniu **4-punktowego zawiesia**, pozycja pacjenta jest bardziej stabilna, co jest kluczowe przy transferze osób z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Podnośnik Levitop Standard z zawiesiem 4PSB-ALU umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego, wanny, brodzika**, a także bezpośrednio z podłogi.

Pojemny akumulator pozwala na wykonanie ok. **20 pełnych cykli** (podnoszenie-opuszczanie) przy **maksymalnym obciążeniu do 230 kg**.

Cechy charakterystyczne wersji z zawiesiem 4PSB-ALU:

- **Zawiesie 4PSB-ALU** – stałe, 4-punktowe, wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium
- Zwiększona stabilność pacjenta dzięki 4 punktom podparcia
- Zawiesie obraca się o **360°** z możliwością blokady w czterech pozycjach (co 90°)
- Koła manewrowe idealne do wąskich pomieszczeń (minimalny promień skrętu 72 cm)

- Tylne koła wyposażone w hamulec postojowy
- **Zakres podnoszenia: 68 - 196 cm** (możliwość podniesienia z podłogi)
- Elektryczna regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota
- Mechanizm opuszczania awaryjnego dla pełnego bezpieczeństwa
- **Udźwig maksymalny: 230 kg**
- Kompaktowe wymiary podstawy: 130 cm długości, 67 cm szerokości

Specyfikacja zawiesia

Ten model podnośnika sprzedawany jest z zawiesiem:

4PSB-ALU - stałe, 4-punktowe, aluminiowe.

Inne kompatybilne typy zawiesi (dostępne osobno):

- 2P35 - stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm
- 2P45 - stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm
- 2P60 - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm
- 4PSB - stałe, 4-punktowe (stalowe)
- 4MSB - manualne, 4-punktowe

Zastosowanie podnośnika

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Kluczowe atuty konstrukcyjne

Obrót 360° - zawiesie 4PSB-ALU pozwala na pełny obrót pacjenta

Udźwig 230 kg - solidna rama wykonana z wytrzymałego metalu

4 punkty zaczepienia - gwarancja stabilnej pozycji w podwieszce

Pełna kontrola - ergonomiczny pilot do sterowania ramieniem i rozstawem nóg

Bezpieczeństwo - hamulce w tylnych kołach stabilizują podnośnik

Blokada pozycji - możliwość zablokowania obrotu belki co 90 stopni

Informacje:

Szerokość: 67 cm

Waga: 61 kg

Długość: 130 cm

Wysokość: 135 cm

Model:

Moduł wagi: nie, tak

eFlow: nie, tak

Typ podnośnika: transportowy
Maksymalny udźwig: 230 kg
Regulacja rozstawu: elektryczna
Sterowanie: system awaryjnego opuszczania
Sterowanie: pilot przewodowy
Specjalne funkcje: obrotowe ramię
Specjalne funkcje: możliwość podnoszenia z podłogi
Zakres podnoszenia: 68-196 cm
Promień skrętu: 72 cm
Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm
Akumulator: 2,9 Ah
Klasa szczelności: IPx4
Poziom hałasu: 52 dB
Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak
Rodzaj zawiesia: elektryczne
Rozstaw nóg: 52 - 103 cm
Ramię podnoszące obrotowe 360°: Tak
Szerokość podstawy (maks.): 103 / 118 cm
Szerokość podstawy (min.): 52 / 67 cm
Wysokość uchwytu: 95 - 127 cm
Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 10 / 12,5 cm
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenia
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczania
Funkcje zdalnego sterowania: rozstawu nóg