


Elektrody powierzchniowe EMG z kablem, 3/pk (1741-003)

Opis produktu:

Elektrody powierzchniowe EMG z kablem, 3/pk ELE 428. (1741-003)



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody mogą być wykorzystane jako elektrody aktywne lub jako elektrody odniesienia. Niewielki rozmiar jest idealny dla pacjentów oddziałów pediatrycznych. Elektrody są pokryte lepkim żelem, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami Mediwatch/Medtronic.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

100 zestawów x 3 elektrody

Informacje:

Model:

ilość zestawów: 1 (3 elektrody), 100 (x3 el.) - opakowanie zbiorcze