

Komplet gum do urządzenia MINI TENSOR



Opis produktu:

Komplet 6 gum elastycznych do urządzenia Mini Tensor. Wysokiej jakości elastomerowe gumy zapewniają progresywny opór podczas terapii w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Zestaw zastępczy umożliwia ciągłą pracę z urządzeniem bez przerw.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Komplet gum do Mini Tensor

Zestaw 6 elastomerowych gum oporowych

Komplet 6 wysokiej jakości gum elastycznych do urządzenia rehabilitacyjnego Mini Tensor. Elastomery są podstawowym elementem generującym progresywny opór podczas terapii tułowia i kończyn w zamkniętym łańcuchu kinematycznym.

Technologia elastomerów

Opór elastyczny w Mini Tensor bazuje na **elastomerach gumach** — specjalistycznych materiałach polimerowych o wyjątkowych właściwościach sprężystości. Podczas intensywnego użytkowania w warunkach terapeutycznych gumy ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego komplet 6 gum zapewnia ciągłość pracy urządzenia.

Kluczową zaletą jest **progresywny charakter oporu** — w początkowej fazie ruchu opór jest minimalny, a następnie liniowo rośnie wraz z rozciąganiem gumy. To zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta i efektywne stymulowanie mięśni w pełnym zakresie ruchu.

Zalety kompletu gum

Wysoka trwałość

Zaprojektowane do intensywnego użytku klinicznego — tysiące cykli rozciągania bez utraty właściwości.

Precyzyjny opór

Kalibrowane gumy zapewniają powtarzalny i kontrolowany opór w całym zakresie ruchu.

Bezpieczeństwo

Brak gwałtownych skoków oporu eliminuje ryzyko przeciążeń stawowych i urazów.

Prosta wymiana

Wymiana gum zajmuje mniej niż 2 minuty — bez specjalistycznych narzędzi.

Informacje:

Model: