



Torba na urządzenie MINI TENSOR

Opis produktu:

Torba transportowa na urządzenie Mini Tensor. Wykonana z trwałego materiału, zapinana na zamek błyskawiczny, z regulowanymi pasami na ramię. Ułatwia przenoszenie sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu i wizyt domowych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Torba transportowa Mini Tensor

Wygodny transport sprzętu rehabilitacyjnego

Profesjonalna torba transportowa dedykowana do urządzenia rehabilitacyjnego Mini Tensor. Wykonana z wysokiej jakości, trwałego materiału odpornego na intensywne użytkowanie w warunkach klinicznych i domowych.

Informacje:

Model: