



TNCH-2 Tor do nauki chodzenia z przeszkodami

Opis produktu:

TNCH-2 to profesjonalny tor do nauki chodzenia z przeszkodami, wyposażony w regulowane poręcze obustronne oraz wymienne poprzeczki o 5 poziomach trudności. Dzięki antypoślizgowej platformie i precyzyjnej regulacji poręczy sprawdza się w rehabilitacji pacjentów dorosłych i dzieci na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i kinezyterapeutycznych.

Korzyści terapeutyczne

Reedukacja chodu po urazie

Pokonywanie przeszkód

Balans i czucie stopy

Zwiększenie ruchomości

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

TNCH-2 Tor do nauki chodzenia z przeszkodami

Poręcze rehabilitacyjne do kinezyterapii i reedukacji chodu

TNCH-2 to profesjonalny tor do nauki chodzenia z regulowanymi poręczami obustronnymi i wymiennymi poprzeczkami o pięciu poziomach wysokości. Antypoślizgowa platforma oraz szeroki zakres regulacji rozstawu i wysokości poręczy zapewniają bezpieczną i efektywną terapię zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pacjentów.

Zadania terapeutyczne

Tor TNCH-2 jest wszechstronnym narzędziem kinezyterapeutycznym, które fizjoterapeuta może wykorzystać od pierwszych etapów pionizacji i nauki chodzenia aż po zaawansowany trening z elementami przeszkód. Pięć poziomów trudności poprzeczek umożliwia płynną progresję terapii dostosowaną do aktualnych możliwości funkcjonalnych pacjenta.

Reedukacja chodu z asystą terapeutyczną

We wczesnej fazie rehabilitacji pacjent uczy się prawidłowego wzorca chodzenia przy pełnym wsparciu poręczy obustronnych. Terapeuta asekuruje pacjenta z boku toru, korygując ustawienie tułowia, miednicy i kończyn podczas każdego kroku. Poręcze regulowane w zakresie 710–1040 mm dostosowują się do wzrostu pacjenta i stopnia odciążenia kończyn.

Progresja do samodzielnego chodzenia

W miarę poprawy funkcji motorycznych pacjent stopniowo zmniejsza oparcie na poręczach, dążąc do w pełni samodzielnego chodzenia. Regulowany rozstaw poręczy (350–880 mm) pozwala terapeutce precyzyjnie dozować poziom asekuracji — od bliskiego podparcia po jedynie symboliczną obecność poręczy jako zabezpieczenia równowagi.

Reedukacja chodu po urazie i operacji

Tor TNCH-2 umożliwia bezpieczny powrót do chodzenia po zabiegach ortopedycznych i urazach kończyn dolnych. Obustronne poręcze pozwalają na stopniowe zwiększanie obciążenia operowanej kończyny przy jednoczesnej pełnej kontroli terapeuty nad wzorcem ruchu i bezpieczeństwem pacjenta na każdym etapie rehabilitacji.

Kontrola ustawienia stopy i chód przez przeszkody

Poprzeczki w odstępach co 340 mm (85–245 mm) wymuszają unoszenie kończyny na określoną wysokość, doskonaląc kontrolę zgięcia biodra i kolana podczas fazy przenoszenia. Antypoślizgowa nawierzchnia platformy uczy pacjenta prawidłowego toczenia stopy — od pięty przez śródstopie po palce — redukując ryzyko potknięć w codziennym życiu.

Wskazania kliniczne

Ortopedia i traumatologia

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego

Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych (ACL, PCL)

Złamania kończyn dolnych — etap nauki chodzenia

Urazy stawu skokowego i stopy

Rekonstrukcja ścięgna Achillesa

Neurologia i geriatrya

Rehabilitacja poudarowa — nauka chodzenia od podstaw

Choroba Parkinsona — trening rytmicznego chodzenia

Stwardnienie rozsiane i niedowład kończyn

Profilaktyka i rehabilitacja po upadkach u seniorów

Rehabilitacja pediatryczna — zaburzenia chodzenia u dzieci

Efekty terapeutyczne

Regularna praca na torze TNCH-2 przynosi wymierne korzyści funkcjonalne:

Zwiększenie ruchomości

Poprawa zakresu ruchu stawów biodrowego, kolanowego i skokowego podczas funkcjonalnego treningu chodzenia.

Reedukacja chodu po urazie

Bezpieczny powrót do prawidłowego wzorca chodzenia po zabiegach ortopedycznych i urazach kończyn dolnych.

Wzmocnienie mięśni

Aktywizacja mięśni kończyn dolnych podczas pokonywania przeszkód i dynamicznych ćwiczeń chodu.

Poprawa balansu

Trening równowagi dynamicznej podczas chodzenia z przeszkodami — kluczowy w profilaktyce upadków.

Dane techniczne

Tor

Długość	3000 mm
Szerokość	750 mm
Rozstaw przeszkód	co 340 mm

Wysokość przeszkód

Poziom 1	85 mm
Poziom 2	125 mm
Poziom 3	165 mm
Poziom 4	205 mm
Poziom 5	245 mm

Poręcze

Długość poręczy	3000 mm
Regulacja wysokości	710-1040 mm
Regulacja rozstawu	350-880 mm

Informacje:

Model:

