

Elektrody powierzchniowe EMG do biofeedbacku, 4/pk



Opis produktu:

Elektrody powierzchniowe EMG do biofeedbacku, 4/pk, ELE 625

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody służą do pomiaru aktywności EMG. Znakomicie nadają się do badania mięśni miednicy oraz brzucha. Możliwość ponownego wykorzystania u tego samego pacjenta, po uprzednim przechowaniu w załączonym, plastikowym opakowaniu.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

15 zestawów x 4 elektrody

Informacje:

Model:

ilość zestawow: 15 (x4 el.) - opakowanie zbiorcze, 1 (4 elektrody)