

Elektroda powierzchniowa typu TAB Ag/AgCl 20 x 22 mm - do kabli z krokodylkiem



Opis produktu:

Elektroda powierzchniowa typu TAB Ag/AgCl 20×22 mm z hydrożelem, do kabli z krokodylkiem. Stabilny zapis, wysoka tolerancja skóry. Opakowanie 100 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektroda powierzchniowa typu TAB Ag/AgCl 20 x 22 mm - do kabli z krokodylkiem

Elektroda powierzchniowa typu TAB z hydrożelem to profesjonalna elektroda medyczna przeznaczona do precyzyjnej rejestracji sygnałów bioelektrycznych. Wykonana z materiału **Ag/AgCl (chlorek srebra)** zapewnia stabilny, powtarzalny i wysokiej jakości zapis sygnału. Zastosowanie medycznego hydrożelu gwarantuje doskonałe przewodzenie oraz stałe przyleganie do skóry przez cały czas badania.

Elektroda **przeznaczona jest do stosowania z kablem zakończonym końcówką typu krokodylek**, co zapewnia szeroką kompatybilność z aparaturą diagnostyczną. Dzięki delikatnej formule hydrożelu elektroda może być bezpiecznie stosowana u pacjentów z każdym typem skóry, również bardzo wrażliwej. Możliwość wielokrotnego repozycjonowania bez utraty właściwości klejących zwiększa komfort pracy personelu medycznego.

Kluczowe cechy i korzyści

- **Materiał Ag/AgCl** – wysoka stabilność elektrochemiczna i doskonała jakość zapisu.
- **Rozmiar elektrody: 20 x 22 mm** – optymalny do precyzyjnych pomiarów.
- **Hydrożel medyczny o wysokiej przewodności** – stała i pewna adhezja do skóry.
- **Kompatybilność z kablami zakończonymi krokodylkiem** – uniwersalne zastosowanie.
- **Możliwość wielokrotnego repozycjonowania** – bez pogorszenia właściwości klejących.
- **Delikatna, przyjazna dla skóry formuła** – odpowiednia także dla skóry wrażliwej.
- **Wysoki komfort pacjenta** – minimalne ryzyko podrażnień.

Zastosowanie elektrody powierzchniowej typu TAB

Elektroda powierzchniowa typu TAB znajduje zastosowanie w:

- badaniach diagnostycznych i monitorowaniu sygnałów bioelektrycznych,
- procedurach klinicznych wymagających stabilnego kontaktu elektrody ze skórą,
- szpitalach, przychodniach, laboratoriach i gabinetach diagnostycznych,
- systemach pomiarowych wykorzystujących **kable z końcówką typu krokodylek**.

Opis techniczny

Parametr	Wartość
Typ	Elektroda powierzchniowa typu TAB
Materiał	Ag/AgCl
Rozmiar	20 × 22 mm
Medium przewodzące	Hydrożel
Kompatybilność	Kable z końcówką typu krokodylek
Repozycjonowanie	Tak
Rodzaj skóry	Wszystkie typy, w tym wrażliwa
Opakowanie	100 sztuk

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: brak

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Model: