

Trolmed typ SPA-2 - Stolik pod aparaturę medyczną - OUTLET




Opis produktu:

Profesjonalny stolik wykonany z najwyższej klasy materiałów. Stolik pod aparaturę medyczną SPA-2 jest specjalnie zaprojektowany dla potrzeb aparatów do fizykoterapii oraz aparatów EKG. Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwe budowanie zestawów zabiegowych, składających się z różnych urządzeń, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu półek. Stolik pod aparaturę medyczną SPA-2 posiada 2 półki oraz malowaną proszkowo konstrukcję odporną na zarysowania.

- Produkt pełnowartościowy i sprawny,
- Oryginalny karton
- Drobne ślady użytkowania

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

TROLMED typ SPA-2

Stolik przeznaczony pod aparaty do fizykoterapii oraz aparaty EKG. Konstrukcja pozwala na łatwe budowanie zestawów zabiegowych, złożonych z różnych urządzeń, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu półek.

Wersja podstawowa

Kosz SPA-2 + uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy

Kosz Cardio

Wieszak elektrod z kołkami

Wykonanie:

- stal lakierowana proszkowo
- 2 półki ze stali malowanej proszkowo
- możliwość zamontowania przez użytkownika kosza o pojemności ok. 22l (kosz SPA-2)
- możliwość zamontowania przez użytkownika kosza o pojemności ok. 5l (kosz Cardio)
- 4 kółka transportowe

Dane techniczne:

Głębokość:	430 mm
Szerokość:	540 mm
Wysokość:	890 mm
Liczba półek:	2

Informacje:

Model:

SPA-2 - kosz SPA: Nie

SPA-2 - Kosz CARDIO: Nie

SPA-2 - Wieszak elektrod wer. 100 z kołkami do zamocowania: Nie

SPA-2 - Wieszak elektrod wer. 200 z kołkami do zamocowania: Nie

SPA-2 - Uchwyt transportowy: Nie