



Kabel do elektrod EMG do aparatów Laborie, nieekranowany odprowadzenia: 2 czerwone, 1 zielone

Opis produktu:

Kabel do elektrod EMG do aparatów Laborie, ELE350

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie ekranowych przewodów EMG. Przewody są podczepiane do powierzchniowych elektrod EMG. Kompatybilne z elektrodami ELE425.

ilość w opakowaniu:

1 zestaw x 3 przewody

kolor:

2x czerwony/1x zielony

Informacje:

Model: