



TECARIS VET - Aparat do terapii tecar u zwierząt z zestawem bransoletek (2szt.)

Opis produktu:

Astar Tecaris Vet to zaawansowany aparat do terapii TECAR, stworzony specjalnie dla weterynarii i zoofizjoterapii. Dzięki wykorzystaniu fali radiowej o wysokiej częstotliwości, urządzenie skutecznie eliminuje ból, redukuje stany zapalne i przyspiesza regenerację tkanek u małych i dużych zwierząt. **W zestawie z 2 bransoletkami**, które umożliwiają fizjoterapeucie wykonywanie terapii manualnej bezpośrednio na pacjencie, łącząc energię TECAR z dotykiem dłoni.

- Wspomaga leczenie urazów i stanów zapalnych.
- Praca w trzech trybach: kondensacyjnym (CAP), rezystywnym (RES) oraz IASTM.
- Szeroki zakres częstotliwości: od 300 kHz do 1 MHz.
- Mobilna konstrukcja idealna do pracy w gabinecie i w terenie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

TECARIS VET - Aparat do terapii tecar u zwierząt z zestawem bransoletek (2szt.)

Aparat **Tecaris Vet** to profesjonalne urządzenie do terapii TECAR (Transfer of Capacitive and Resistive Energy), zaprojektowane z myślą o nowoczesnej medycynie weterynaryjnej. Wykorzystuje prąd o częstotliwości radiowej, który skutecznie wspomaga leczenie urazów, stanów zapalnych oraz uśmierzanie bólu u małych, średnich i dużych zwierząt.

Innowacyjna terapia manualna: Dzięki dołączonemu zestawowi dwóch bransoletek, terapeuta może pełnić rolę elektrody czynnej. Pozwala to na połączenie dobroczynnego działania fali radiowej z precyzyjnym dotykiem dłoni i technikami manualnymi, co jest kluczowe w pracy z tkanką powięziową.

- Trzy tryby pracy: CAP, RES oraz IASTM.
- Szeroki zakres częstotliwości: 300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz.
- Idealny do gabinetu oraz pracy w terenie (6,5 kg).

Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość sygnału:	300 kHz - 1 MHz
Regulacja poziomu mocy:	0-10%, 0-40%, 0-100%
Zegar zabiegowy:	1 - 60 min
Wymiary:	361 x 304 x 151 mm
Masa:	6,5 kg
Maks. pobór mocy:	300 VA

Informacje:

Model: