



Igły do podawania botoksu 35CM, 23G do cystoskopów sztywnych - 1 szt.

Opis produktu:

Igły do podawania botoksu, DIS 199.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Igły do podawania botoksu 35CM, 23G do cystoskopów sztywnych - 1 szt.

Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi i giętkimi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku.

Ilość w opakowaniu zbiorczym:

ilość w opakowaniu zbiorczym:	2szt.
długość:	35 cm
średnica:	4,8 Fr
średnica igły:	23G
głębokość penetracji:	Regulowana 0,2,3,4,5 mm

Informacje:

Model: