



KC/03 Linka długość 245 cm z regulacją długości do PUR i UGUL - OUTLET

Opis produktu:

Linki do kabin PUR i UGUL

- Produkt pełnowartościowy.
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KC/03 Linka do ćwiczeń - długość 2450 mm z regulacją wysokości

Linka KC/03 to funkcjonalne akcesorium przeznaczone do **ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych**. Dzięki solidnej konstrukcji oraz regulacji wysokości, zapewnia komfort użytkowania i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest niezastąpionym elementem terapii rehabilitacyjnej, wspierającym poprawę zakresu ruchu i siły mięśniowej.

Cechy produktu:

- **Dwa drewniane uchwyty** - ergonomiczne, wygodne w użytkowaniu.

- **System bloczkowy** – wyposażona w dwa bloczki ułatwiające płynny ruch.
- **Regulacja długości linki** – umożliwia precyzyjne dopasowanie do wzrostu i potrzeb pacjenta.
- **Wytrzymały materiał** – wykonana ze stylonowego sznura o wysokiej odporności na zużycie.
- **Możliwość mocowania rękawicy skórzanej** – dla lepszego wsparcia dłoni (opcja dodatkowo płatna, dostępna w kategorii *Rotory do ćwiczeń kończyn*).

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do kabin PUR i UGUL

Model:

PUR UGUL Linka: KC/03 - 2450 mm