

Torba transportowa AR-2491 do wag niemowlęcych CHARDER MS4200, MS3510 i MS21NEO



Opis produktu:

Torba transportowa **Charder AR-2491** to profesjonalne akcesorium medyczne, stworzone z myślą o bezpiecznym i wygodnym przenoszeniu wag niemowlęcych w warunkach terenowych. Zaprojektowana specjalnie dla personelu medycznego, położnych środowiskowych oraz pediatrów, gwarantuje optymalną ochronę czułego sprzętu diagnostycznego przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

600×360×160 Wymiary [mm] 1,4 kg Waga własna Zmywalny Materiał wysokiej klasy Szeroka Kompatybilność 4w1

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Charder AR-2491

Profesjonalna ochrona i mobilność urządzeń medycznych w codziennej praktyce

Dedykowana torba transportowa o numerze katalogowym **AR-2491** to niezastąpione narzędzie w pracy każdego lekarza i położnej realizujących wizyty domowe. Wykonana ze wzmocnionego, wysokogatunkowego materiału o właściwościach zmywalnych, pozwala na bezproblemowe utrzymanie torby w pełnej czystości mikrobiologicznej.

Ergonomiczne uchwyty oraz precyzyjnie dopasowane wnętrza minimalizują ryzyko przemieszczania się urządzeń w trakcie transportu, co bezpośrednio przekłada się na dłuższą żywotność układów elektronicznych i czujników wagowych.

Cechy charakterystyczne i zalety

- **Idealne dopasowanie:** konstrukcja skrojona pod wymiar medycznych wag niemowlęcych marki Charder
- **Najwyższa higiena:** powłoka zewnętrzna wykonana z materiału zmywalnego, odpornego na przetarcia oraz działanie łagodnych środków dezynfekujących
- **Bezpieczeństwo elektroniki:** amortyzujące ścianki wewnętrzne chronią wagę przed

wstrząsami i przypadkowymi uderzeniami

- **Komfort podróżowania:** wygodny, solidnie wszyty uchwyt do przenoszenia w dłoni, redukujący odczuwalny ciężar bagażu
- **Trwałość na lata:** wzmocnione szwy oraz przemysłowe zamki błyskawiczne gwarantują bezawaryjne, długie użytkowanie w trudnych warunkach mobilnych

Pełna kompatybilność z modelami

Torba została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie transportowe dla wiodących na rynku medycznym modeli wag niemowlęcych z oferty firmy Charder. Kupując jeden pokrowiec, zyskujesz akcesorium pasujące do urządzeń:

MS 3510 Waga 2w1 MS 4200 Waga niemowlęca MS 21NEO Waga noworodkowa MS 3500 Waga pediatryczna

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	AR-2491
Producent	Charder Medical
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wysokość zewnętrzna [mm]	360
Głębokość zewnętrzna [mm]	160
Masa własna torby [kg]	1,4
Typ materiału	Wysokogatunkowa tkanina zmywalna, syntetyczna
Sposób zamykania	Zamek błyskawiczny (błyskawiczny suwak dwustronny)

Informacje:

Model: