

Galaxy Jupiter S3.F4, 3-sekcyjny stół rehabilitacyjny - kolor cement, szerokość 80cm



Opis produktu:

Galaxy Jupiter S3.F4 to stacjonarny stół rehabilitacyjny, zaprojektowany z myślą o codziennych wyzwaniach terapii manualnej i fizykoterapii. Sprawdza się w gabinetach rehabilitacji, klinikach i ośrodkach medycznych.

Kluczowe zalety stołu Galaxy Jupiter S3.F4:

- **Mobilny system jezdny** z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i centralnym mechanizmem blokowania.
- **Personal Authorization System** - innowacyjne zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.
- **Trójsekcyjna budowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu** (system Hallotronic®) gwarantujący cichą pracę.
- Precyzyjna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$) z **ergonomicznym otworem na twarz i zaślepką**.
- Sekcja nożna z **podwójnym systemem sprężyn gazowych** (0° do $+90^{\circ}$).

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół rehabilitacyjny Galaxy Jupiter S3.F4

Galaxy Jupiter S3.F4 to zaawansowany trójsekccyjny **stół rehabilitacyjny**, wyposażony w innowacyjny system jezdny z **4 unoszonymi kołami kierunkowymi** i **centralnym mechanizmem blokowania**, zapewnia wygodne przemieszczanie między gabinetami przy zachowaniu pełnej **stabilności podczas zabiegów**.

Precyzyjna regulacja dla maksymalnego komfortu

Stół do masażu oferuje zaawansowaną regulację zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^\circ$) z ergonomicznym otworem na twarz i praktyczną zaślepką. Sekcja nożna regulowana dwoma sprężynami gazowymi (0° do $+90^\circ$) z obustronnym dostępem do **uchwyty blokady położenia** zapewnia wygodę terapeutcie podczas pracy z pacjentem.

Wysoka jakość wykonania

Dwuwarstwowa, wytrzymała tapicerka dostępna w **14 kolorach** pozwala dopasować stół do wystroju każdego gabinetu. Solidna, **malowana proszkowo stalowa rama o konstrukcji nożycowej** gwarantuje stabilność i trwałość. Specjalny łącznik z tapicerki elegancko maskuje przerwy między sekcjami.

Cechy charakterystyczne

3-sekccyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^\circ$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do $+90^\circ$),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 64 lub 80 cm,

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Galaxy Jupiter S3.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Jupiter S3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

STÓ? REHABILITACYJNY

Galaxy Jupiter S3.F4 znajduje szerokie zastosowanie w

Gabinetach rehabilitacyjnych

Galaxy Jupiter S3 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego trójsekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówek (-70° do +40°) oraz sekcji nożnej (0° do +90°) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Jupiter S3 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stołu w opcję Limfa z oddzielnymi oparciami na kończyny górne sprawia, że jest idealny do pracy z pacjentami po mastektomii oraz do przeprowadzania manualnego drenażu limfatycznego.

Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Jupiter S3 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeutę przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu JupiterS3.F4

Informacje:

Szerokość: 64 cm
 Długość: 205 cm
 Masa: 115 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
 Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 90°
 Linia: Galaxy
 Liczba sekcji: 3
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM314 Cement
 Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 80 cm
 Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm
 Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie

Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie
Grubość tapicerki: 40 mm
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)