

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 337 Low




Opis produktu:

Łóżko medyczne **Elbur PB 337 LOW Trend** to zaawansowany, niskopodłogowy wyrób medyczny klasy I, zaprojektowany z myślą o pacjentach o niższym wzroście, osobach z zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz zagrożonych upadkiem. Unikalny zakres regulacji wysokości leża (23–63 cm) ułatwia bezpieczny transfer oraz bezpieczne układanie się na łóżku. Wariant Trend oferuje pełen zakres pozycji klinicznych – w tym Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowanych elektrycznie za pomocą niezawodnych siłowników **LINAK**. Elegancka obudowa, solidna konstrukcja o udźwigu 175 kg i bezpieczne barierki tworzą wyrób idealny do opieki domowej i stacjonarnej.

23 - 63 cm Niski zakres leża Trendelenburg
Pozycje drenażowe ok. 7 cm Prześwit ramy do 95% Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

NISKOPODŁOGOWE ŁÓŻKO MEDYCZNE Z POZYCJAMI TRENDELENBURGA

Elbur PB 337 LOW Trend

Kompleksowa terapia drenażowa i obniżona pozycja startowa

Elbur PB 337 LOW Trend to najbardziej rozbudowane, niskopodłogowe łóżko medyczne w ofercie producenta, stworzone do opieki

długoterminowej. Urządzenie dedykowane jest pacjentom ze skłonnością do upadków, zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz osobom o niższym wzroście (poniżej 165 cm). Łączy nowoczesną stabilność ramy z pełną meblową zabudową siłowników, całkowicie eliminując szpitalny wygląd mebla.

Wariant **Trend** wyposażony jest w sterowane elektrycznie funkcje pozycjonowania leczniczego, w tym pozycję Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, wspierające terapię drenażową, układ oddechowy oraz drenaż limfatyczny.

23 - 63 cm Wysokość leża 175 kg Obciążenie robocze LINAK System siłowników Trend Pozycja drenażowa

Wyposażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko niskopodłogowe: ze sterowaniem funkcjami z poziomu pilota z blokadą medyczną.

Czterosegmentowe leże drewniane: z impregnowanymi listwami sprężynującymi dla optymalnego podparcia.

Komplet barierek bocznych: 4 sztuki osadzone w zintegrowanej strukturze ramy dla ochrony przed upadkiem.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: trójkąt pomocniczy ułatwiający wstawanie i zmianę pozycji ciała.

Dedykowany zestaw transporterów: 2 szt. umożliwiające bezproblemowy transport złożonego urządzenia.

Precyzyjna regulacja segmentowa i pozycje drenażowe

Konstrukcja leża opiera się na 4-sekcyjnej platformie z pełnym napędem elektrycznym. Wariant LOW Trend pozwala na płynną zmianę ułożenia ciała do terapeutycznej **pozycji Fowlera**, a także wdrożenie zaawansowanego pozycjonowania klinicznego obniżającego lub podnoszącego poziom tułowia względem kończyn dolnych.

Regulacja segmentu pleców: wznios zagłówka od 0° do 70° wspomagający wentylację płuc.

Regulacja segmentu ud: zgięcie ramy kolanowej od 0° do 35° odciążające kręgosłup.

Obniżona wysokość leża: zakres 23 ÷ 63 cm gwarantujący bezstresowy transfer pacjenta.

Trendelenburg i anty-Trendelenburg: pełne pozycje drenażowe ułatwiające odkształcanie i drenaż.

Niezawodność komponentów i bezpieczeństwo użytkowania

Siłowniki LINAK w osłonie aluminiowej: Zastosowany system z centralą CB6 oraz napędami LA27 posiada hermetyczne obudowy ze stopu aluminium. Zabezpiecza to elektronikę przed wnikaniem płynów oraz wykazuje odporność na korozję.

Innowacyjny pilot z blokadą: Pilot LINAK HL74 Comfort zarządza pracą siłowników, umożliwiając bezpieczne uzyskanie pozycji klinicznych. Wbudowana blokada medyczna uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień.

Wysoka żywotność leża: Impregnowane ciśnieniowo elementy drewniane wykazują zwiększoną odporność na odkształcenia. Konstrukcja pozwala na ewentualną wymianę pojedynczych listew sprężynujących.

Zintegrowane barierki boczne: Dwustronne barierki o frezowanych krawędziach tworzą zwartą i bezpieczną obudowę materaca na całej jego długości, chroniąc pacjenta przed wypadnięciem.

Optymalne dopasowanie do różnicowanych potrzeb opieki:

Zaawansowana opieka domowa

Niska pozycja leża (23 cm) eliminuje strach przed upadkiem, redukując ryzyko groźnych urazów. Ciepły wyraz wykończenia sprzyja poczuciu komfortu w pokoju chorego.

Placówki opiekuńcze i wypożyczalnie sprzętu

Cztery narożne prostowniki gwarantują wybitną sztywność ramy. Modułowa konstrukcja o wadze 101,4 kg (z najcięższym elementem 17 kg) sprawia, że PB 337 LOW jest ulubionym wyborem wypożyczalni medycznych.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Precyzyjny regulator sekcji nóg - Rastomat Opcja

Mechanizm zapadkowy pozwalający na manualną, wielostopniową regulację wysokości sekcji podudzi. Umożliwia precyzyjne odciążenie pięt oraz uniesienie nóg pacjenta w celach przeciwozrękowych.

Warianty wykończenia kolorystycznego

Obudowa ramy dostosowana jest do zróżnicowanych potrzeb estetycznych. Oferujemy standardowe wybarwienie bukowe oraz opcjonalną paletę dekorów niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny

Wartość / Zakres modelu PB 337 LOW Trend

Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	175,0 kg
Maksymalna waga użytkownika / pacjenta	140,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	23 ÷ 63 cm
Wymiary zewnętrzne łóżka (Szerokość ×	102 × 219 cm

Długość)	
Wymiary użytkowe leża pod materac	90 × 200 cm
Długość segmentu oparcia pleców	80 cm
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°
Pozycje lecznicze Trendelenburga i anty-Trendelenburga	Tak (pełny zakres elektryczny)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 7 cm
Ciężar całkowity łóżka (w konfiguracji standardowej)	101,4 kg
Najcięższy pojedynczy element ramy do montażu	17 kg (podnośnik frontowy: 23,6 kg)
System napędów i elektroniki medycznej	LINAK CB6 (Sterownik), LINAK LA27 (Siłowniki), HL74 Comfort (Pilot)
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Kółka jezdne manewrowe	Średnica 10 cm (100 mm) wyposażone w niezależny hamulec totalny
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz aktualny stan zdrowia.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami piankowymi o nacięciach strefowych (ułatwiających zgięcia segmentów). Ze względu na restrykcyjne normy bezpieczeństwa, grubość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zintegrowane barierki boczne w pełni realizowały swoją funkcję zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów

medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - typ leża: Drewniane, Metalowe

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande

Elbur - Podstawa typu Tablet: Tak, Nie

Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm:
Tak, Nie