

Łóżko bariatryczne Elbur PB 340 (120x200 cm)




Opis produktu:

Wzmocnione łóżko bariatryczne **Elbur PB 340 (120x200 cm)** to specjalistyczny wyrób medyczny klasy I, stworzony z myślą o opiece nad pacjentami o znacznej masie ciała do 215 kg. Bardzo szerokie leże (120 cm) zapewnia maksymalną swobodę ruchów pacjenta oraz optymalną ergonomię pracy dla personelu podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Konstrukcja o bezpiecznym obciążeniu roboczym do 250 kg opiera się na wzmocnionym systemie siłowników **LINAK (CA40/LA40)**. Oferuje płynną regulację wysokości (30-80 cm), pozycję Fowlera i anty-Trendelenburga. Wykończenie w ciepłym odcieniu buku idealnie łączy wymagania bariatryczne z domową estetyką.

250 kg Obciążenie robocze 120x200 cm Szerokie leże 123,5 kg Masa całkowita do 95%
Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

SPECJALISTYCZNE ŁÓŻKO BARIATRYCZNE O SZEROKOŚCI 120 CM

Elbur PB 340 (Leże 120×200 cm)

Maksymalna przestrzeń i wzmocniony układ napędowy dla pacjentów bariatrycznych

Elbur PB 340 w wersji 120 cm to najbardziej komfortowy wariant łóżka bariatrycznego, zaprojektowany z myślą o pacjentach z otyłością kliniczną o wadze do 215 kg. Zwiększona o 30 cm w stosunku do standardowych modeli szerokość leża metalowego zapewnia pacjentowi wyjątkową przestrzeń do wypoczynku i swobodnej zmiany pozycji ciała.

Masywna, stalowa konstrukcja ramy została połączona z eleganckimi panelami w kolorze buku, dzięki czemu wyrób medyczny zyskuje przytulny, domowy charakter, zachowując pełne parametry bezpieczeństwa sprzętu klinicznego.

250 kg Obciążenie robocze 215 kg Max waga pacjenta 120 cm Szerokość leża 30-80 cm Zakres wysokości

Dlaczego w opiece bariatrycznej warto wybrać leże o szerokości 120 cm?

Pacjenci z otyłością kliniczną (wskaźnik BMI ≥ 35) wymagają odpowiednio zoptymalizowanych warunków rehabilitacji. Standardowa szerokość 90 cm znacząco ogranicza mobilność chorego i utrudnia opiekunom prowadzenie zabiegów higienicznych. Powierzchnia leża wynosząca **120 cm** w modelu PB 340 rozkłada ciężar ciała na większym obszarze materaca, wspierając profilaktykę przeciwoleżynową. Szeroka platforma umożliwia również bezpieczne obracanie pacjenta na bok oraz zmniejsza wysiłek fizyczny personelu medycznego.

Wypożyczenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko bariatryczne 120 cm: sterowane za pomocą pilota z medyczną blokadą funkcji.

Czterosegmentowe leże metalowe: o szerokości 120 cm, odporne na odkażanie i wysokie obciążenia.

Komplet barierek bocznych: 4 sztuki dopasowane do konstrukcji ramy, dbające o bezpieczeństwo pacjenta.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: ramię pomocnicze (nośność do 80 kg) ułatwiające wstawanie i zmianę pozycji.

Zestaw transporterów: 2 szt. umożliwiające sprawny transport i montaż złożonej ramy.

Precyzyjna regulacja segmentowa i pozycja fotela kardiologicznego

Zastosowany system siłowników elektrycznych pozwala na płynną zmianę ułożenia ciała do **pozycji Fowlera**. Połączenie wzniosu oparcia pleców, zgięcia sekcji kolan oraz nachylenia anty-Trendelenburga umożliwia uzyskanie pozycji fotela kardiologicznego, co wspiera pracę układu krążenia, ułatwia oddychanie oraz pionizację pacjenta.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówek w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: zgięcie ramy kolanowej w zakresie od 0° do 35° odciążające odcinek lędźwiowy.

Regulacja wysokości leża: zmiana poziomu platformy w zakresie od 30 do 80 cm ułatwiająca transfer.

Pozycja anty-Trendelenburga: nachylenie ramy w kierunku nóg (0°–12°) wspomagające pionizację.

Niezawodność komponentów bariatrycznych

Wzmocniona elektronika LINAK CA40/LA40: Wersja 120 cm korzysta z dedykowanego sterownika LINAK CA40 i siłowników LA40 przystosowanych do poboru prądu do 2,5 A. Gwarantuje to płynny i bezgłośny ruch ramy przy podnoszeniu dużych obciążeń.

Przewodowy pilot LINAK HL74 Comfort: Zapewnia wygodną kontrolę nad wszystkimi funkcjami łóżka. Dołączony kluczyk medyczny umożliwia

szybłą blokadę poszczególnych regulacji przed niekontrolowanym użyciem.

Zintegrowane leże metalowe: Trwałe, powlekane lamele stalowe zapewniają maksymalną stabilność oraz ułatwiają utrzymanie higieny i dezynfekcję.

Solidny układ jezdny: Skrętne koła 100 mm wyposażone w hamulce blokady totalnej pozwalają na pewne manewrowanie ramą o łącznym ciężarze 123,5 kg.

Zastosowanie w zaawansowanej opiece medycznej:

Opieka domowa i wsparcie bariatryczne

Duża szerokość 120 cm i dopuszczalna waga pacjenta 215 kg stwarzają komfortowe i bezpieczne warunki do opieki domowej, niwelując obawy o stabilność ramy przy wyższych obciążeniach.

Oddziały geriatryczne, ZOL i DPS

Podwyższona wytrzymałość mechaniczna oraz bezgłośny system sterowania LINAK spełniają najwyższe wymagania stawiane wyposażeniu placówek opieki długoterminowej.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Dekoracyjne płyty osłonowe do frontów Opcja

Możliwość montażu pełnych płyty maskujących siłownik podnośnika w szczytach łóżka. Nadaje to ramie szlachetny wygląd meblowy i ułatwia czyszczenie szczytów.

+20 cm

Pakiet przedłużenia leża do 220 cm Opcja

Zestaw modułowy wydłużający leże do 220 cm wraz z odpowiednio dopasowanym kompletem barierek bocznych. Dedykowany dla pacjentów o wysokim wzroście.

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe

Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB 340 (120 cm)
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	250,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	215,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	30 ÷ 80 cm
Wymiary zewnętrzne łóżka (Szerokość × Długość)	132 × 218 cm
Wymiary użytkowe leża metalowego	120 × 200 cm (opcja przedłużenia do 220 cm)
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°
Funkcja pozycjonowania anty-Trendelenburga	0° ÷ 12° (napęd elektryczny)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 19 cm
Ciężar całkowity łóżka (wersja 120 cm)	123,5 kg
System napędów bariatrycznych LINAK	CA40 (Sterownik), LA40 (Podnośnik), LA27 (Leże), HL74 Comfort (Pilot)
Klasa ochrony i parametry sieciowe	100-240V AC, 50/60Hz Pobór prądu: Max 2,5A Klasa II IP X6 / IP X4
Kółka jezdne manewrowe	Średnica 10 cm (100 mm) wyposażone w niezależny hamulec totalny
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta bariatrycznego, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz aktualny stan zdrowia.

Specyfikacja materaca: Leże łożka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami bariatrycznymi o szerokości 120 cm i nacięciach strefowych. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zintegrowane barierki boczne w pełni realizowały swoją funkcję zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ± 10 mm / $\pm 0,5$ kg / $\pm 1,5^\circ$. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - Płyty osłonowe do frontów: Tak, Nie
Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm:
Tak, Nie