

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 526 II (90x200 cm)




Opis produktu:

Kompaktowe łóżko rehabilitacyjne **Elbur PB 526 II (90x200 cm)** to certyfikowany wyrób medyczny klasy I, wyróżniający się unikalną konstrukcją podnośnika nożycowego (krzyżakowego). Schowanie mechanizmów pod leżem pozwoliło zredukować całkowitą długość zewnętrzną do zaledwie 207 cm, co ułatwia aranżację w mniejszych pomieszczeniach. Wyposażone w cichy, duński system siłowników **LINAK**, oferuje płynną regulację wysokości (39-80 cm), elektryczny wznios oparcia pleców i ud oraz funkcję Autokontur. Stabilna konstrukcja o udźwigu 175 kg z bezpiecznymi barierkami i obudową z płyty meblowej (buk / dąb sonoma) idealnie łączy wymogi opieki klinicznej z przytulnym stylem domowym.

207 cm Kompaktowa długość Podnośnik Nożycowy (krzyżak) 39 - 80 cm Regulacja wysokości do 95% Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KOMPAKTOWE ŁÓŻKO MEDYCZNE Z NOŻYCOWYM SYSTEMEM PODNOSZENIA

Elbur PB 526 II (90x200 cm)

Wyjątkowa stabilność ramy i zredukowane gabaryty zewnętrzne

Elbur PB 526 II to jeden z najbardziej poszukiwanych modeli łóżek rehabilitacyjnych w ofercie producenta. Jego cechą charakterystyczną jest zintegrowana konstrukcja nożycowa (krzyżakowa), w której siłownik podnośnika został umieszczony centralnie pod leżem. Pozwoliło to wyeliminować zewnętrzne kolumny wysuwane i zredukować całkowitą długość mebla do zaledwie 207 cm, ułatwiając dopasowanie ramy do małych sypialni oraz ciasnych przestrzeni w placówkach opiekuńczych.

Wykonanie z najwyższej jakości płyt meblowych w ciepłych odcieniach buku lub dębu sonoma skutecznie usuwa szpitalny charakter wnętrza, zapewniając pacjentowi poczucie domowego komfortu, a opiekunowi pełną ergonomię pracy.

175 kg Obciążenie robocze 207 cm Długość całkowita LINAK Napędy i sterowanie 39-80 cm Zakres wysokości

Wypozażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko rehabilitacyjne: z napędem nożycowym sterowanym przewodowym pilotem z blokadą.

Czterosegmentowe leże drewniane: ze sprężystymi listwami dbającymi o optymalny rozkład nacisku.

Pełne barierki boczne: komplet 4 szt. z płyty meblowej, skutecznie zabezpieczający przed wypadnięciem.

Klasyczny szczyt ramy Model B1: proste, eleganckie wykończenie dopasowane do domowych wnętrz.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: ramię z wyprofilowanego profilu metalowego (nośność do 80 kg) ułatwiające wstawanie.

Precyzyjna regulacja segmentowa i funkcja Autokontur

Czterosegmentowe leże sterowane siłownikami pozwala na płynną zmianę pozycji do celów wypoczynkowych i medycznych (**pozycja Fowlera**). Wbudowana funkcja Autokontur umożliwia jednoczesny wznios sekcji pleców oraz ud, zapobiegając niepożądanemu zsuwaniu się pacjenta w dół

ramy.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówka w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: elektryczna modyfikacja zgięcia kolan w zakresie od 0° do 35°.

Regulacja wysokości leża: zmiana poziomu platformy w przedziale 39 ÷ 80 cm ułatwiająca transfer.

Funkcja Autokontur: zsynchronizowany wznios pleców i ud zapobiegający zsuwaniu się ciała.

Niezawodność komponentów i bezpieczeństwo użytkowania

Elektronika napędowa LINAK: Sercem ramy jest sprawdzony kontroler LINAK CB6 oraz niezawodne siłowniki LA27. System gwarantuje cichą, płynną pracę (poziom hałasu 65 dB) oraz wysoki poziom szczelności IP X4.

Intuicyjny pilot LINAK HL74 Standard: Przewodowy sterownik pozwala na uruchomienie funkcji ruchu jednym przyciskiem. Dołączony klucz medyczny umożliwia opiekunom szybkie zablokowanie wybranej regulacji.

Wzmocniony profil wysięgnika: Konstrukcja wysięgnika opiera się na podwójnie giętym profilu o średnicy ponad 30 mm, gwarantując bezpieczne podparcie do 80 kg podczas wstawania.

Stabilny podnośnik nożycowy: Masywna podstawa ze skrętnymi kołami 100 mm i hamulcami blokady totalnej zapewnia idealne rozłożenie ciężaru ramy całkowitej (110 kg).

Idealny wybór dla opieki domowej i stacjonarnej:

Doskonałe dopasowanie do małych pomieszczeń

Długość całkowita wynosząca zaledwie 207 cm sprawia, że łóżko PB 526 II

doskonale sprawdza się w ciasnych pokojach domowych, ułatwiając manewrowanie i pozostawiając więcej przestrzeni komunikacyjnej.

Domy Pomocy Społecznej i Zakłady Opiekuńcze

Konstrukcja krzyżakowa ułatwia podejżdżanie pod leże podnośnikami pacjenta, a trwała obudowa z płyty meblowej wykazuje wysoką odporność na codzienne użytkowanie na oddziałach opiekuńczych.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Front B1 / B4

Wybór stylistyki frontu (Szczyt B1 lub B4) Opcja

Możliwość wyboru kształtu szczytów z płyty meblowej: model B1 posiada proste, klasyczne linie, natomiast opcjonalny model B4 charakteryzuje się nowoczesnym, łagodnym zaokrągleniem w górnej części panelu (czas realizacji wariantu B4 wynosi ok. 5-6 tygodni).

+20 cm

Pakiet przedłużenia leża do 220 cm Opcja

Modułowy zestaw wydłużający leże do 220 cm (dopasowanie 90x220 cm) wraz z odpowiednio wydłużonym kompletem barierek bocznych z płyty meblowej, dedykowany dla pacjentów o wyższym wzroście.

Warianty wykończenia kolorystycznego

Obudowa z płyty meblowej dostępna jest w dwóch dekorach standardowych oraz trzech opcjonalnych wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB 526 II
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	175,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	140,0 kg

Regulacja wysokości leża za pomocą silników	39 ÷ 80 cm
Wymiary zewnętrzne łóżka (Szerokość × Długość)	102 × 207 cm
Wymiary użytkowe leża pod materac	90 × 200 cm (opcja przedłużenia do 220 cm)
Długość segmentu oparcia pleców	80 cm
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°
Funkcja jednoczesnego zgięcia pleców i ud (Autokontur)	Tak (z poziomu pilota)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm
Ciężar całkowity łóżka (w konfiguracji standardowej)	110,0 kg (podnośnik nożycowy: 31,0 kg)
System napędów i elektroniki medycznej	LINAK CB6 (Sterownik), LINAK LA27 (Siłowniki), HL74 Standard (Pilot)
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Kółka jezdne manewrowe	Średnica 10 cm (100 mm) wyposażone w niezależny hamulec totalny
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz aktualny stan zdrowia.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami piankowymi o nacięciach strefowych. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zintegrowane barierki boczne z płyty meblowej w pełni realizowały swoją funkcję zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Łóżko

medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande

Elbur - Podstawa typu Tablet: Tak, Nie

Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm:
Tak, Nie