

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 533 (90x200 cm)




Opis produktu:

Rehabilitacyjne łóżko medyczne **Elbur PB 533 (90x200 cm)** to wyjątkowe rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność sprzętu klinicznego z klasycznym, sypialnianym wyglądem. Dzięki wyeliminowaniu szczytu od strony nóg oraz ukryciu elementów mechanicznych wewnątrz estetycznej obudowy z płyty meblowej (buk / dąb sonoma), łóżko nie przypomina tradycyjnych konstrukcji opiekuńczych. Wyposażone w stabilny podnośnik nożycowy i cichy system siłowników **LINAK**, oferuje płynną elektryczną regulację wysokości (39-80 cm), wznios oparcia pleców i ud oraz funkcję Autokontur. To idealny wybór dla osób ceniących domową atmosferę, dyskrecję oraz wysoki standard opieki.

Otwarte Brak szczytu nóg 175 kg Obciążenie robocze 39 - 80 cm Regulacja wysokości do 95% Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MEDYCZNE ŁÓŻKO SYPIALNIANE O PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI
REHABILITACYJNEJ

Elbur PB 533 (90×200 cm)

Dyskretna opieka medyczna i domowy design bez barier wizualnych

Elbur PB 533 to unikalny model łóżka rehabilitacyjnego, który w przemyślany sposób łączy zaawansowany wkład medyczny PB 521 II z elegancką, meblową obudową sypialnianą. Konstrukcja pozbawiona jest wysokiej deski od strony nóg, co zapewnia pacjentowi swobodną, otwartą przestrzeń widokową oraz ułatwia wstawanie i codzienną pielęgnację.

Brak widocznych siłowników na szczytach, ukrycie kół jezdnych wewnątrz ramy oraz dopracowane panele z płyty meblowej sprawiają, że wyrób całkowicie odbiega wyglądem od tradycyjnych sprzętów szpitalnych, gwarantując pacjentowi pełną dyskrecję i najwyższy komfort.

175 kg Obciążenie robocze Sypialniane Wzornictwo domowe LINAK Napędy i sterowanie 39-80 cm Zakres wysokości

Wyposażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Łóżko medyczne z obudową sypialnianą: montowane na stabilnym wkładzie nożycowym ze sterowaniem elektrycznym.

Czterosegmentowe leże drewniane: z elastycznymi listwami sprężynującymi dla prawidłowego rozkładu sił.

Szczyt od strony głowy z płyty meblowej: w wybranym wybarwieniu (buk lub dąb sonoma).

Przewodowy pilot medyczny: z intuicyjną regulacją ruchów ramy oraz zamkiem zabezpieczającym.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: ergonomiczne ramię pomocnicze (nośność do 80 kg) montowane po prawej lub lewej stronie.

Precyzyjna regulacja segmentowa i funkcja Autokontur

Zastosowany podnośnik nożycowy i 4-sekcyjna platforma leża pozwalają

na płynne pozycjonowanie do **pozycji Fowlera**. Zintegrowana funkcja Autokontur umożliwia jednoczesny wznios zagłówka oraz sekcji kolanowej, co zapobiega powolnemu zsuwaniu się pacjenta podczas opierania się w pozycji półsiedzącej.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówka w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: elektryczna modyfikacja zgięcia kolan w zakresie od 0° do 35°.

Regulacja wysokości leża: zmiana poziomu platformy w przedziale od 39 do 80 cm ułatwiająca transfer.

Funkcja Autokontur: zsynchronizowany wznios pleców i ud zapobiegający zsuwaniu się ciała.

Sprawdzona technologia i bezpieczeństwo

System napędowy LINAK: Sercem ramy jest wydajna centrala LINAK CB6 połączona z siłownikami LA27. Zapewnia to bezgłośnie, niezwykle płynną zmianę pozycji (poziom hałas 65 dB), co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi w nocy.

Pilot z diodami sygnalizacyjnymi: Przewodowy sterownik dostarcza opiekunowi sygnał zwrotny o pracy siłowników. Wbudowany zamek medyczny pozwala zablokować wybrane funkcje ruchu ramy.

Ergonomiczny wysięgnik: Trwały wysięgnik z regulowanym uchwytem trójkątnym może być zamontowany z prawej lub lewej strony, a w razie potrzeby całkowicie zdemonstrowany.

Stabilna konstrukcja nożycowa: Wewnętrzny podnośnik krzyżakowy zapewnia perfekcyjne wyważenie ramy i wysoki poziom stabilności, zachowując prześwit pod ramą ok. 16 cm.

Zastosowanie w dyskretnej opiece domowej i stacjonarnej:

Brak poczucia instytucjonalnego w domu

Model PB 533 likwiduje barierę psychologiczną związaną z obecnością sprzętu medycznego w sypialni. Wygląda jak tradycyjne łóżko domowe, oferując jednocześnie pełne wsparcie pielęgnacyjne dla opiekuna.

Swoboda komunikacyjna w placówkach opieki

Otwarte leże od strony zanózka ułatwia podchodzenie do pacjenta, pionizację oraz ścielenie pościeli, a solidny układ nożycowy wytrzymuje obciążenie robocze do 175 kg.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB 533
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	175,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	140,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	39 ÷ 80 cm
Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość × Długość)	96 × 206 cm (wersja V1) lub 111 × 206 cm (wersja V2)
Wymiary użytkowe leża pod materac	90 × 200 cm
Szerokość przerwy między leżem a obudową (wersja V2)	10,6 cm
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°

Funkcja jednoczesnego zgięcia pleców i ud (Autokontur)	Tak (z poziomu pilota)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm
Ciężar całkowity łóżka z obudową V2	122,2 kg (własność ramy z obudową boczną i szczytem)
System napędów i elektroniki medycznej	LINAK CB6 (Sterownik), LINAK LA27 (Siłowniki), HL74 Standard (Pilot)
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 13 cm lub 15 cm zależnie od wariantu barierek

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz stopień mobilności.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami piankowymi o nacięciach strefowych. W przypadku wyboru opcjonalnych barierek składanych wysokość materaca nie powinna przekraczać 13-15 cm, aby zabezpieczenie boczne działało prawidłowo.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ± 10 mm / $\pm 0,5$ kg / $\pm 1,5^\circ$. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - typ leża: Drewniane, Metalowe
 Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande
 Elbur - Podstawa typu Tablet: Tak, Nie
 Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm: Tak, Nie