

## Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 533DB (160x200 cm)


### Opis produktu:



Dwuosobowe łóżko rehabilitacyjne **Elbur PB 533 DB (160x200 cm)** to unikalne rozwiązanie medyczne klasy I, stworzone z myślą o osobach wymagających opieki, które chcą dzielić sypialnię z partnerem. Konstrukcja łączy elegancką obudowę sypialnianą z dwoma niezależnymi wkładami elektrycznymi (2x 80x200 cm), co pozwala każdemu z użytkowników na indywidualne dopasowanie pozycji za pomocą osobnego pilota. Oferuje 3 kluczowe regulacje elektryczne: płynną zmianę wysokości (39-80 cm), wznios oparcia pleców oraz regulację sekcji nóg. Wzmocniona rama o łącznym udźwigu roboczym do 330 kg opiera się na niezawodnych siłownikach **LINAK**.

330 kg Obciążenie całkowite 160x200 cm  
Podwójne leże 2 Piloty Niezależne sterowanie do 95% Dofinansowanie PFRON

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

PODWÓJNE MATEMATYKSKIE ŁÓŻKO MEDYCZNE Z NIEZALEŻNĄ REGULACJĄ

## Elbur PB 533 DB (Powierzchnia spania 160x200 cm)

**Bliskość partnera i pełna funkcjonalność rehabilitacyjna w jednej obudowie**

**Elbur PB 533 DB** to pionierskie rozwiązanie w opiece długoterminowej, stworzone z myślą o osobach wymagających wsparcia pielęgnacyjnego, które nie chcą rezygnować z dzielenia sypialni z partnerem. Zestaw składa się ze wspólnej, eleganckiej obudowy z płyty meblowej oraz dwóch niezależnych wkładów medycznych PB 521 II (2x 80x200 cm).

Brak bariery fizycznej pomiędzy partnerami stanowi ogromny atut psychologiczny w procesie rekonwalescencji. Pozwala na stałą obecność bliskiej osoby lub opiekuna, gwarantując jednocześnie każdemu z użytkowników pełną swobodę elektrycznego pozycjonowania ciała za pomocą 3 podstawowych regulacji.

330 kg Obciążenie całkowite 2x 140 kg Max waga pacjentów LINAK Podwójny napęd 39-80 cm Zakres wysokości

## Czy wiesz, jak obecność partnera wpływa na proces rekonwalescencji?

Uniknięcie rozłąki i utrzymanie dotychczasowych nawyków sypialnianych redukuje poziom stresu oraz poczucie izolacji u osób przewlekle chorych. Łóżko **PB 533 DB** pozwala na zachowanie wspólnej przestrzeni spania o wymiarach 160x200 cm, gwarantując jednocześnie osobie potrzebującej pełny zakres elektrycznych pozycji leczniczych, bez zakłócania odpoczynku drugiego partnera.

## Wyposażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

**Obudowa sypialniana PB 533 DB:** reprezentacyjna rama z płyty meblowej mieszcząca dwa wkłady stelażowe.

**Dwa niezależne wkłady elektryczne (2x 80x200 cm):** czterosegmentowe leża drewniane na elastycznych uchwytach.

**Dwa osobne piloty sterujące:** umożliwiające indywidualną zmianę pozycji dla każdej ze stron łóżka.

**Medyczny zamek blokady:** kluczyk do wyłączania funkcji ruchu na każdym z pilotów.

**Dwa wysięgniki z regulowanymi uchwytami:** ramiona pomocnicze (nośność do 80 kg) montowane po obu stronach ramy.

### **Dostępne 3 elektryczne funkcje regulacji**

Każda ze stron podwójnego leża posiada własny, niezależny układ napędowy realizujący 3 kluczowe regulacje medyczne. Płynne pozycjonowanie sekcji zagłówek i kolan do **pozycji Fowlera** wspiera układ oddechowy oraz krążenie, umożliwiając przyjmowanie wygodnej pozycji do czytania czy spożywania posiłków.

**Regulacja segmentu pleców:** płynny wznios elektryczny sekcji zagłówek w zakresie od 0° do 70°.

**Regulacja segmentu ud:** zmiana zgięcia kolanowej sekcji leża w zakresie od 0° do 35°.

**Regulacja wysokości ramy:** płynna modyfikacja poziomu leży od 39 do 80 cm ułatwiająca transfer.

### **Zaawansowana podwójna technologia LINAK**

**Rozbudowana elektronika duńska:** Zestaw napędzany jest dwoma niezależnymi centralkami sterującymi LINAK (CO41 oraz CO61), współpracującymi ze wzmocnionymi siłownikami podnośników LA40 oraz siłownikami leża LA27.

**Niezależne sterowanie:** Każda strona łóżka posiada własnego pilota HL74, umożliwiając dopasowanie pozycji oparcia czy nóg bez zakłócania snu partnera.

**System stopek i podnośników nożycowych:** Konstrukcja opiera się na dwóch zsynchronizowanych podnośnikach krzyżakowych umieszczonych pod ramą, gwarantujących bezgłośnie podnoszenie do wagi całkowitej 330 kg.

**Regulacja sprężystości leża:** Drewniane listwy sprężynujące wyposażone są w suwaki do manualnej zmiany twardości w odcinku lędźwiowym.

## Rozwiązanie dla wymagającej opieki domowej:

### Pełna integracja sypialniana bez barier

Model PB 533 DB całkowicie maskuje medyczny charakter sprzętu. Zewnętrzna obudowa wygląda jak reprezentacyjne łóżko małżeńskie, pozwalając na pielęgnację i rehabilitację w domowym otoczeniu.

### Ergonomia pracy dla opiekuna medycznego

Płynny wznios całego zestawu do wysokości 80 cm pozwala na wykonywanie zabiegów higienicznych, opatrunkowych i masażu bez nadmiernego obciążania kręgosłupa opiekuna.

### Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

#### Warianty wykończenia kolorystycznego obudowy

Zewnętrzna obudowa z płyty meblowej dostosowywana jest do stylistyki wnętrza. Oferujemy wybarwienia standardowe (buk, dąb sonoma) oraz opcjonalne dekory niestandardowe (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

### Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

## Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

| Parametr strukturalny                            | Wartość / Zakres modelu PB 533 DB (160×200 cm) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig całkowity) | <b>330,0 kg</b>                                |
| Maksymalna waga pacjentów                        | <b>2 x 140,0 kg</b>                            |
| Regulacja wysokości leża za pomocą silników      | <b>39 ÷ 80 cm</b> (płynny napęd elektryczny)   |
| Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość x Długość) | <b>ok. 165 x 207 cm</b>                        |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary użytkowe leża (dwie niezależne sekcje)        | <b>2 x 80 x 200 cm</b> (łącznie przestrzeń 160x200 cm)                             |
| Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)   | <b>0° ÷ 70°</b> (niezależna dla każdej strony)                                     |
| Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka) | <b>0° ÷ 35°</b> (niezależna dla każdej strony)                                     |
| Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnóżek)  | <b>0° ÷ 20°</b>                                                                    |
| Prześwit pod ramą łóżka                               | <b>ok. 16 cm</b>                                                                   |
| Ciężar całkowity podwójnego zestawu z obudową         | <b>189,7 kg</b> (wkłady + podnośniki nożycowe + obudowa)                           |
| System napędów i elektroniki medycznej LINAK          | <b>CO41 + CO61</b> (Sterowniki), <b>2x LA40</b> (Podnośnik), <b>4x LA27</b> (Leże) |
| System sterowników indywidualnych                     | <b>2 x HL74 DB</b> (dwie niezależne jednostki sterujące)                           |
| Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe               | 100-240V AC, 50/60Hz   Pobór prądu: Max 3,9A   Klasa II   IP X6 / IP X4            |
| Dedykowany wymiar materacy piankowych                 | 2 x (15 x 80 x 200 cm) (Sugerowana gęstość pianki: 35-50 kg/m <sup>3</sup> )       |

## Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

**OSTRZEŻENIE MEDYCZNE:** Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania zestawu podwójnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia obojga partnerów oraz gabaryty przejść komunikacyjnych.

**Specyfikacja materaca:** Wkład dwuosobowy wymaga zastosowania dwóch osobnych materacy piankowych o wymiarach 80x200 cm każdy, wyposażonych w nacięcia strefowe. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm.

\* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Zestaw spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

### Informacje:

### Model:

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande