

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 533DB (180x200 cm)


Opis produktu:



Dwuosobowe łóżko rehabilitacyjne **Elbur PB 533 DB (180x200 cm)** to unikalne rozwiązanie medyczne klasy I, stworzone z myślą o osobach wymagających opieki, które chcą dzielić sypialnię z partnerem na pełnowymiarowej powierzchni spania. Konstrukcja łączy elegancką obudowę sypialnianą z dwoma niezależnymi wkładami elektrycznymi (2x 90x200 cm), co pozwala każdemu z użytkowników na indywidualne dopasowanie pozycji za pomocą osobnego pilota. Oferuje 3 kluczowe regulacje elektryczne: płynną zmianę wysokości (39–80 cm), wznios oparcia pleców oraz regulację sekcji nóg. Wzmocniona rama o łącznym udźwigu roboczym do 330 kg opiera się na niezawodnych siłownikach **LINAK**.

330 kg Obciążenie całkowite 180x200 cm
Podwójne leże 2 Piloty Niezależne sterowanie do 95% Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KOMFORTOWE MATEMATYKIE ŁÓŻKO MEDYCZNE Z NIEZALEŻNĄ REGULACJĄ

Elbur PB 533 DB (Powierzchnia spania 180×200 cm)

**Maksymalny przestrzeń wypoczynku dla obojga partnerów
i pełna funkcjonalność opiekuńcza**

Elbur PB 533 DB w wersji 180x200 cm to najbardziej przestronne rozwiązanie w opiece długoterminowej, stworzone z myślą o osobach wymagających wsparcia pielęgnacyjnego, które pragną zachować tradycyjną, szeroką przestrzeń sypialnianą z partnerem. Zestaw składa się ze wspólnej obudowy z płyty meblowej oraz dwóch niezależnych wkładów medycznych PB 521 II (2x 90x200 cm).

Brak barier wizualnych i fizycznych pomiędzy partnerami stanowi kluczowy wspornik psychologiczny w procesie rekonwalescencji. Pozwala na stałą obecność bliskiej osoby, gwarantując jednocześnie każdemu z użytkowników pełną swobodę elektrycznego pozycjonowania ciała za pomocą 3 podstawowych regulacji.

330 kg Obciążenie całkowite 2x 140 kg Max waga pacjentów LINAK Podwójny napęd 39-80 cm Zakres wysokości

Dlaczego warto wybrać pełnowymiarowy wariant 180x200 cm?

Szerokość leża łączna wynosząca 180 cm (2x 90 cm) odpowiada standardowym wymiarom łóżek małżeńskich typu King Size. Zapewnia to maksymalną swobodę ułożenia ciała dla obu osób, ułatwia obracanie pacjenta na bok podczas zabiegów pielęgnacyjnych oraz pozwala na wykorzystanie powszechnie dostępnych materacy rehabilitacyjnych o standardowej szerokości 90 cm.

Wypożyczenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Obudowa sypialniana PB 533 DB: reprezentacyjna rama z płyty meblowej mieszcząca dwa wkłady stelażowe o szerokości 90 cm.

Dwa niezależne wkłady elektryczne (2x 90x200 cm): czterosegmentowe leża drewniane z elastycznymi listwami sprężynującymi.

Dwa osobne piloty sterujące: umożliwiające indywidualną zmianę pozycji dla każdej ze stron łóżka.

Medyczny zamek blokady: kluczyk do wyłączania funkcji ruchu na każdym z pilotów.

Dwa wysięgniki z regulowanymi uchwytami: ramiona pomocnicze (nośność do 80 kg) montowane po obu stronach ramy.

Dostępne 3 elektryczne funkcje regulacji

Każda ze stron podwójnego leża posiada własny, niezależny układ napędowy realizujący 3 kluczowe regulacje medyczne. Płynne pozycjonowanie sekcji zagłówek i kolan do **pozycji Fowlera** wspiera układ oddechowy oraz krążenie, umożliwiając przyjmowanie wygodnej pozycji do czytania czy spożywania posiłków.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówek w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: zmiana zgięcia kolanowej sekcji leża w zakresie od 0° do 35°.

Regulacja wysokości ramy: płynna modyfikacja poziomu leży od 39 do 80 cm ułatwiająca transfer.

Zaawansowana podwójna technologia LINAK

Rozbudowana elektronika duńska: Zestaw napędzany jest dwoma niezależnymi centralkami sterującymi LINAK (CO41 oraz CO61), współpracującymi ze wzmocnionymi siłownikami podnośników LA40 oraz siłownikami leża LA27.

Niezależne sterowanie: Każda strona łóżka posiada własnego pilota HL74, umożliwiając dopasowanie pozycji oparcia czy nóg bez zakłócania snu partnera.

System stopek i podnośników nożycowych: Konstrukcja opiera się na dwóch zsynchronizowanych podnośnikach krzyżakowych umieszczonych pod ramą, gwarantujących bezgłośnie podnoszenie do wagi całkowitej 330 kg.

Regulacja sprężystości leża: Drewniane listwy sprężynujące wyposażone są w suwaki do manualnej zmiany twardości w odcinku lędźwiowym.

Rozwiązanie dla wymagającej opieki domowej:

Pełna integracja sypialniana bez barier

Model PB 533 DB całkowicie maskuje medyczny charakter sprzętu. Zewnętrzna obudowa wygląda jak reprezentacyjne łóżko małżeńskie, pozwalając na pielęgnację i rehabilitację w domowym otoczeniu.

Ergonomia pracy dla opiekuna medycznego

Płynny wznios całego zestawu do wysokości 80 cm pozwala na wykonywanie zabiegów higienicznych, opatrunkowych i masażu bez nadmiernego obciążania kręgosłupa opiekuna.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Warianty wykończenia kolorystycznego obudowy

Zewnętrzna obudowa z płyty meblowej dostosowywana jest do stylistyki wnętrza. Oferujemy wybarwienia standardowe (buk, dąb sonoma) oraz opcjonalne dekory niestandardowe (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB 533 DB (180×200 cm)
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig całkowity)	330,0 kg
Maksymalna waga pacjentów	2 x 140,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	39 ÷ 80 cm (płynny napęd elektryczny)
Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość x Długość)	ok. 185 x 207 cm

Wymiary użytkowe leża (dwie niezależne sekcje)	2 x 90 x 200 cm (łącznie przestrzeń 180x200 cm)
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (niezależna dla każdej strony)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (niezależna dla każdej strony)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnóżek)	0° ÷ 20°
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm
Ciężar całkowity podwójnego zestawu z obudową	ok. 198,0 kg (wkłady + podnośniki nożycowe + obudowa)
System napędów i elektroniki medycznej LINAK	CO41 + CO61 (Sterowniki), 2x LA40 (Podnośnik), 4x LA27 (Leże)
System sterowników indywidualnych	2 x HL74 DB (dwie niezależne jednostki sterujące)
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	100-240V AC, 50/60Hz Pobór prądu: Max 3,9A Klasa II IP X6 / IP X4
Dedykowany wymiar materacy piankowych	2 x (15 x 90 x 200 cm) (Sugerowana gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania zestawu podwójnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia obojga partnerów oraz gabaryty przejść komunikacyjnych.

Specyfikacja materaca: Wkład dwuosobowy wariantu 180x200 cm wymaga zastosowania dwóch standardowych materacy piankowych o wymiarach 90x200 cm każdy, wyposażonych w nacięcia strefowe. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Zestaw spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - kolor: Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande, Dąb sonoma