

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 536




Opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne **Elbur PB 536 (90x200 cm)** to zaawansowany wyrób medyczny klasy I, łączący eleganckie, meblowe wykończenie z podwyższonym standardem opiekuńczym. Konstrukcja krzyżakowa pozwala skrócić wymiary zewnętrzne do 207 cm, ułatwiając aranżację w mniejszych pokojach. Wymagających użytkowników i personel wyróżniają ukryte pod subtelnymi osłonami koła jezdne z centralnym hamulcem. Wyposażone w cichy, wydajny system siłowników **LINAK**, łóżko zapewnia płynną elektryczną regulację wysokości (39-80 cm), wznios oparcia pleców, sekcji ud oraz funkcję Autokontur. Wzmocniona rama o obciążeniu roboczym do 200 kg to doskonały wybór do opieki domowej, DPS i Domów Seniora.

200 kg Obciążenie robocze Osłonięte Koła z hamulcem 39 - 80 cm Regulacja wysokości do 95% Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ELEGANCKIE ?Ó?KO OPIEKU?CZE Z OS?ONI?TYMI KO?AMI I WY?SZ? NO?NO?CI?

Elbur PB 536 (90x200 cm)

Nowoczesne wzornictwo, wysoka stabilność ramy oraz ułatwiona obsługa personelu

Elbur PB 536 to wysoki model w klasie premium pośród łóżek

rehabilitacyjnych producenta. Wzmocniona konstrukcja nożycowa (krzyżakowa) skraca wymiary zewnętrzne mebla do zaledwie 207 cm, zapewniając bezpieczne obciążenie robocze do 200 kg. Wyróżnikiem projektu są estetycznie zabudowane elementy ramy oraz osłonięte koła jezdne, co nadaje meblowi wysoce elegancki, domowy wygląd.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą proszkową w wysokiej temperaturze wykazuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Model PB 536 jest chętnie wybierany zarówno do domów seniora i placówek DPS, jak i do wymagających wnętrz prywatnych.

200 kg Obciążenie robocze 165 kg Max waga pacjenta LINAK Napędy i sterowanie 39-80 cm Zakres wysokości

Wyposażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko opiekuńcze z zabudową kół: na stabilnym wkładzie nożycowym ze sterowaniem elektrycznym.

Czterosegmentowe leże drewniane: ze sprężystymi listwami dbającymi o prawidłowy rozkład nacisku tkankowego.

Podłużne barierki boczne typu L: komplet 4 szt. z płyty meblowej chroniący pacjenta przed wypadnięciem.

Przewodowy pilot LINAK z diodami sygnalizacyjnymi: intuicyjne sterowanie z funkcją feedbacku i kluczykiem blokady.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: ergonomiczne ramię pomocnicze (nośność do 80 kg) montowane po prawej lub lewej stronie.

Precyzyjna regulacja segmentowa i funkcja Autokontur

Czterosegmentowa platforma leża sterowana siłownikami pozwala na bezwysiłkowe ustawienie ciała do **pozycji Fowlera**. Zintegrowana funkcja Autokontur realizuje jednoczesny wznios zagłówka oraz sekcji kolan, co zabezpiecza pacjenta przed powolnym zsuwaniem się w dół ramy podczas opierania się w pozycji półsiedzącej.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówka w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: elektryczna modyfikacja zgięcia kolan w zakresie od 0° do 35°.

Regulacja wysokości leża: zmiana poziomu platformy w przedziale od 39 do 80 cm ułatwiająca transfer.

Funkcja Autokontur: zsynchronizowany wznios pleców i ud zapobiegający zsuwaniu się ciała.

Niezawodność komponentów i wsparcie diagnostyczne

Siłowniki liniowe LINAK z dużą siłą ciągu: Układ opiera się na wydajnych siłownikach LINAK pracujących w obudowie o stopniu szczelności IP X4. Praca napędów jest bezgłówna i zapewnia płynną zmianę pozycji pod obciążeniem do 200 kg.

Pilot z diodami sygnalizacyjnymi (Feedback): Zintegrowane diody informują opiekuna o aktualnym statusie pracy siłowników oraz aktywacji mechanicznej blokady medycznej.

Subtelna osłona kół jezdnych: Koła jezdne zostały zamaskowane elegancką obudową z płyty meblowej, podnosząc estetykę wnętrza i zabezpieczając mechanizmy przed zabrudzeniami.

Stabilna konstrukcja nożycowa: Konstrukcja krzyżakowa gwarantuje sztywność całego zespołu o wadze 131,2 kg oraz zapewnia prześwit pod ramą ok. 16 cm.

Standard dopasowany do opieki domowej i stacjonarnej:

Podwyższone bezpieczeństwo i komfort domowy

Model PB 536 z bezpiecznym obciążeniem roboczym 200 kg daje pełne poczucie stabilności. Zabudowane koła i ciepłe odcienie laminatów idealnie

wpisują się w domowy wystrój sypialni.

Ułatwienie dla personelu w DPS i Domach Seniora

Koła z systemem hamowania oraz zredukowana długość zewnętrzna (207 cm) ułatwiają manewrowanie meblem na korytarzach i sprawne przeprowadzanie codziennych procedur pielęgnacyjnych.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Leże Metalowe

Leże metalowe z możliwością dezynfekcji Opcja

Opcjonalny wariant platformy leża ze stalowymi, malowanymi proszkowo lamelami. Rozwiązanie to wykazuje wybitną odporność na środki odkażające, dedykowane dla placówek opieki długoterminowej.

+20 cm

Pakiet przedłużenia leża do 220 cm Opcja

Modułowy zestaw zwiększający długość użytkową leża z 200 do 220 cm wraz z odpowiednio dopasowanym kompletem barierek bocznych, przeznaczony dla pacjentów o wyższym wzroście.

Warianty wykończenia kolorystycznego

Obudowa z płyty meblowej dostępna jest w dwóch dekorach standardowych oraz trzech opcjonalnych wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny

Wartość / Zakres modelu PB 536

Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	200,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	165,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą	39 ÷ 80 cm (płynny napęd

silników	elektryczny)
Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość × Długość)	106 × 207 cm
Wymiary użytkowe leża pod materac	90 × 200 cm (opcja przedłużenia do 220 cm)
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnóżek)	0° ÷ 20°
Funkcja jednoczesnego zgięcia pleców i ud (Autokontur)	Tak (z poziomu pilota)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm
Ciężar całkowity łóżka	131,2 kg (konstrukcja nożycowa ze wzmocnioną obudową)
System napędów i elektroniki medycznej LINAK	Siłowniki liniowe LINAK z hermetyczną obudową IP X4
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Układ jezdny i manewrowy	Oślonięte koła z centralnym systemem blokady i hamulca
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Sugerowana gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz poziom sprawności fizycznej.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami piankowymi o nacięciach strefowych. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zastosowane barierki boczne w pełni realizowały swoją funkcję ochronną przed wypadnięciem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - typ leża: Drewniane, Metalowe

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande

Elbur - Podstawa typu Tablet: Tak, Nie

Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm:
Tak, Nie