

Łóżko rehabilitacyjne Elbur PB 636





Opis produktu:

Niskopodłogowe łóżko rehabilitacyjne **Elbur PB 636 IV LOW (90x200 cm)** to zaawansowany wyrób medyczny klasy I, zaprojektowany z myślą o pacjentach o niższym wzroście oraz osobach narażonych na ryzyko upadku. Unikalny zakres regulacji wysokości leża (29-72 cm) znacząco ułatwia bezpieczny transfer na łóżko i zminimalizuje konsekwencje ewentualnego wypadnięcia. Zintegrowana konstrukcja krzyżakowa skraca całkowitą długość zewnętrzną mebla do zaledwie 207 cm. Wyposażone w cichy system siłowników **LINAK**, łóżko oferuje płynną regulację wysokości, wznios oparcia pleców, sekcji ud oraz funkcję Autokontur.

29 - 72 cm Obniżone leże 175 kg Obciążenie robocze 207 cm Długość całkowita do 95%
Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

NISKOPODŁOGOWE ŁÓŻKO OPIEKUŃCZE Z OPCJĄ BARIEREK DZIELONYCH

Elbur PB 636 IV LOW (90x200 cm)

Obniżony poziom leża, wyjątkowa profilaktyka upadków i ponadczasowa stylistyka

Elbur PB 636 IV LOW to specjalistyczna, obniżona wersja uznanego modelu PB 536. Cechą wyróżniającą konstrukcję jest możliwość opuszczenia leża bez materaca do poziomu zaledwie 29 cm nad podłogą, co drastycznie redukuje ryzyko urazu w przypadku niekontrolowanego zsunienia się pacjenta z łóżka w nocy oraz idealnie odpowiada potrzebom osób o niższym wzroście.

Stosowana konstrukcja krzyżakowa skraca długość zewnętrzną mebla do 207 cm, umożliwiając swobodną aranżację w ciasnych pokojach domowych oraz na oddziałach opiekuńczych. Wykonanie z trwałej płyty meblowej w ciepłych dekorach usuwa instytucjonalny charakter mebla.

29 - 72 cm Wysokość leża 175 kg Obciążenie robocze LINAK Napędy i sterowanie 207 cm Długość całkowita

Wypozażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko niskopodłogowe: z zakresem regulacji wysokości 29–72 cm na ramię krzyżakowej.

Czterosegmentowe leże drewniane: ze sprężystymi listwami dbającymi o prawidłowy rozkład nacisku tkankowego.

Podłużne barierki boczne typu L: komplet 4 szt. z płyty meblowej chroniący pacjenta przed wypadnięciem.

Przewodowy pilot LINAK z diodami sygnalizacyjnymi: intuicyjne sterowanie z funkcją feedbacku i kluczykiem blokady.

Wysięgnik z regulowanym uchwytem: ergonomiczne ramię pomocnicze (nośność do 80 kg) montowane po prawej lub lewej stronie.

Precyzyjna regulacja segmentowa i funkcja Autokontur

Czterosegmentowa platforma leża sterowana siłownikami elektrycznymi pozwala na bezwysiłkowe ustawienie ciała do **pozycji Fowlera**.

Zintegrowana funkcja Autokontur realizuje jednoczesny wznios zagłówek oraz sekcji kolan, co zabezpiecza pacjenta przed powolnym zsuwaniem się w dół ramy podczas opierania się w pozycji półsiedzącej.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówek w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud: elektryczna modyfikacja zgięcia kolan w zakresie od 0° do 35°.

Obniżona wysokość leża: szeroki zakres regulacji od 29 do 72 cm chroniący przed konsekwencjami upadku.

Funkcja Autokontur: zsynchronizowany wznios pleców i ud zapobiegający zsuwaniu się ciała.

Niezawodność komponentów i wsparcie diagnostyczne

Siłowniki liniowe LINAK z dużą siłą ciągu: Układ opiera się na wydajnych siłownikach LINAK pracujących w hermetycznej obudowie IP X4. Praca napędów jest bezgłówna i zapewnia płynną zmianę pozycji ramy pod obciążeniem roboczym do 175 kg.

Pilot z diodami sygnalizacyjnymi (Feedback): Zintegrowane diody informują opiekuna o pracy siłowników oraz aktywacji mechanicznej blokady medycznej.

Powłoka proszkowa wysokiej trwałości: Krzyżakowy stelaż stalowy został zabezpieczony farbą proszkową utwardzaną w wysokiej temperaturze, gwarantując odporność na wilgoć oraz środki dezynfekcyjne.

Masywna konstrukcja nożycowa: Zintegrowany podnośnik krzyżakowy zapewnia perfekcyjną sztywność całego zespołu o wadze 124,1 kg przy zachowaniu prześwitu pod ramą ok. 16 cm.

Standard dopasowany do opieki domowej i stacjonarnej:

Zaawansowana profilaktyka upadków w domu

Niska pozycja startowa leża (29 cm) usuwa barierę psychiczną i redukuje ryzyko urazów u pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi lub demencję.

Opieka w Domach Seniora i Zakładach Opiekuńczych

Możliwość podniesienia ramy do wysokości 72 cm pozwala personelowi medycznemu na wygodne prowadzenie zabiegów higienicznych w optymalnej, ergonomicznej pozycji.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Leże Metalowe

Leże metalowe z możliwością dezynfekcji Opcja

Opcjonalna platforma leża ze stalowymi, malowanymi proszkowo lamelami. Rozwiązanie o wybitnej odporności na agresywne środki odkażające, dedykowane placówkom opieki stacjonarnej.

Warianty wykończenia kolorystycznego

Obudowa z płyty meblowej dostępna jest w dwóch dekorach standardowych oraz trzech opcjonalnych wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB 636 IV LOW
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	175,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	140,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	29 ÷ 72 cm (płynny napęd niskopodłogowy)

Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość × Długość)	106 × 207 cm
Wymiary użytkowe leża pod materac	90 × 200 cm
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°
Funkcja jednoczesnego zgięcia pleców i ud (Autokontur)	Tak (z poziomu pilota)
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm
Ciężar całkowity łóżka	124,1 kg (konstrukcja nożycowa obniżona)
System napędów i elektroniki medycznej LINAK	Siłowniki liniowe LINAK z hermetyczną obudową IP X4
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Sugerowana gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz poziom mobilności.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami piankowymi o nacięciach strefowych. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zastosowane barierki boczne w pełni realizowały swoją funkcję ochronną przed wypadnięciem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model:

Elbur - typ leża: Drewniane, Metalowe

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande

Elbur - Podstawka typu Tablet: Tak, Nie

Elbur - Dopłata do przedłużenia leża o 20 cm: Tak, Nie