

Łóżko bariatryczne Elbur PB XX4




Opis produktu:

Specjalistyczne łóżko bariatryczne **Elbur PB XX4 (120x200 cm)** to wysoce wzmocniony wyrób medyczny klasy I, zaprojektowany z myślą o bezpiecznej opiece nad pacjentami o znacznej masie ciała do 300 kg. Szerokie leże metalowe (120 cm) z łatwymi w dezynfekcji lamelami stalowymi zapewnia pacjentowi maksymalną swobodę ruchów, a opiekunom doskonałą ergonomię pracy. Zintegrowana konstrukcja krzyżakowa skraca całkowitą długość zewnętrzną mebla do zaledwie 207 cm. Wyposażone we wzmocniony układ siłowników liniowych **LINAK** o udźwigu roboczym do 350 kg, oferuje 3 kluczowe regulacje elektryczne: zmianę wysokości (40-80 cm), wznios oparcia pleców oraz sekcji nóg.

350 kg Obciążenie robocze 300 kg Max waga pacjenta 120x200 cm Szerokie leże do 95%
Dofinansowanie PFRON

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WZMOCNIONE ŁÓŻKO BARIATRYCZNE O NOŚNOŚCI DO 350 KG

Elbur PB XX4 (120x200 cm)

Ponadprzeciętna wytrzymałość, wzmocniony napęd i zoptymalizowana przestrzeń opieki

Elbur PB XX4 to najwyższej klasy łóżko bariatryczne stworzone z myślą o pacjentach ze znaczną wagą ciała (do 300 kg) oraz osobach

wymagających znacznie większej przestrzeni leża. Poszerzona do 120 cm platforma z metalowych pasków stalowych zapewnia idealne warunki do zmian pozycji oraz ułatwia przeprowadzanie wymagających zabiegów pielęgnacyjnych.

Zastosowana podwójnie wzmocniona konstrukcja krzyżakowa pozwala zachować kompaktowe wymiary zewnętrzne (długość 207 cm, szerokość 132 cm), dzięki czemu łóżko idealnie sprawdza się zarówno w warunkach opieki domowej, jak i w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych oraz DPS.

350 kg Obciążenie robocze 300 kg Max waga pacjenta LINAK Wzmocniony napęd 40-80 cm Zakres wysokości

Dlaczego w opiece bariatrycznej kluczowa jest szerokość 120 cm i nośność 350 kg?

Pacjenci o znacznej masie ciała potrzebują ramy o najwyższym współczynniku wytrzymałości mechanicznej. Standardowe leże 90 cm bywa niewystarczające i mocno ogranicza mobilność. Poszerzona platforma **120 cm** w modelu PB XX4 pozwala na optymalny rozkład nacisku tkankowego na materac (skuteczna profilaktyka przeciwoleżynowa) oraz znacząco ułatwia opiekunom obracanie pacjenta na bok. Konstrukcja z bezpiecznym obciążeniem roboczym do **350 kg** gwarantuje pewność użytkowania, uwzględniając ciężar specjalistycznych materacy bariatrycznych oraz stałe wsparcie personelu.

Wyposażenie w cenie podstawowej (Standardowe)

Elektryczne łóżko bariatryczne 120 cm: sterowane za pomocą pilota z medyczną blokadą funkcji.

Łatwe w dezynfekcji leże metalowe: wyposażone w trwałe, powlekane stalowe lamele przystosowane do wysokich nacisków.

Podłużne barierki boczne typu L: komplet 4 szt. z wytrzymałej płyty meblowej chroniący pacjenta przed wypadnięciem.

Przewodowy pilot sterujący LINAK: z diodami sygnalizacyjnymi (feedback pracy) i zamkiem zabezpieczającym.

Wzmocniony wysięgnik bariatryczny: ramię pomocnicze z trójkątnym uchwytem (nośność do 80 kg) ułatwiające wstawanie i zmianę pozycji.

Precyzyjne 3 elektryczne funkcje regulacji

Model PB XX4 wyposażono w 3 podstawowe, najbardziej kluczowe regulacje napędzane wzmocnionymi siłownikami. Płynny wznios zagłówek oraz zgięcie sekcji nóg pozwalają na bezwysiłkowe ustawienie ciała do **pozycji Fowlera**, wspierając układ oddechowy oraz ułatwiając przyjmowanie posiłków.

Regulacja segmentu pleców: płynny wznios elektryczny sekcji zagłówek w zakresie od 0° do 70°.

Regulacja segmentu ud i podudzi: zgięcie sekcji kolanowej w zakresie od 0° do 35° (podudzia 0°–20°).

Regulacja wysokości ramy: płynna modyfikacja poziomu leża od 40 do 80 cm ułatwiająca transfer.

Niezawodność komponentów bariatrycznych LINAK

Wzmocniony system siłowników LINAK: Sercem ramy jest dedykowana elektronika ze wzmocnionymi siłownikami liniowymi podnośnika i leża. Zapewniają one płynną i cichą regulację ramy pod obciążeniem do 350 kg.

Pilot z sygnalizacją diodową: Przewodowy sterownik dostarcza opiece pełen feedback o stanie pracy napędów. Dołączony kluczyk medyczny pozwala szybko zablokować wybrane funkcje ruchu ramy.

Dezynfekcyjne leże metalowe: Wypełnienie platformy powlekanymi lamelami stalowymi wykazuje najwyższą odporność na agresywne środki czyszczące i odkażające stosowane w opiece stacjonarnej.

Masywna konstrukcja nożycowa: Wzmocniony stelaż o masie całkowitej 156,6 kg opiera się na kołach 100 mm z hamulcami, zachowując prześwit pod ramą ok. 16 cm.

Rozwiązanie dedykowane do opieki bariatrycznej:

Bezpieczeństwo w opiece domowej

Szerokość 120 cm oraz dopuszczalna waga pacjenta do 300 kg stwarzają stabilne i bezpieczne warunki w domu, całkowicie eliminując obawy o wytrzymałość ramy przy najwyższych obciążeniach.

Trwałość w oddziałach opiekuńczych i DPS

Konstrukcja chroniona powłoką proszkową utwardzaną w wysokiej temperaturze oraz stalowe leże spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania intensywnej eksploatacji w szpitalach i domach seniora.

Informacja o dofinansowaniu PFRON (MOPR / MOPS / PCPR)

Produkt jako certyfikowany wyrób medyczny kwalifikuje się do dofinansowania ze środków **PFRON do 95% wartości zakupu** w ramach likwidacji barier technicznych. Wnioski rozpatrywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Na życzenie klienta wystawiamy niezbędną **fakturę proforma**.

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr strukturalny	Wartość / Zakres modelu PB XX4
Bezpieczne obciążenie robocze (udźwig maksymalny)	350,0 kg
Maksymalna waga pacjenta	300,0 kg
Regulacja wysokości leża za pomocą silników	40 ÷ 80 cm (płynny napęd elektryczny)
Wymiary zewnętrzne obudowy (Szerokość × Długość)	132 × 207 cm
Wymiary użytkowe leża metalowego	120 × 200 cm
Regulacja kątowa segmentu oparcia pleców (zagłówek)	0° ÷ 70° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia ud (ramka podnóżka)	0° ÷ 35° (napęd elektryczny)
Regulacja kątowa segmentu oparcia podudzi (podnózek)	0° ÷ 20°
Prześwit pod ramą łóżka	ok. 16 cm

Ciężar całkowity łóżka	156,6 kg (wzmocniona rama bariatryczna)
System napędów i elektroniki medycznej LINAK	Wzmocniony system siłowników liniowych z hermetyzacją IP X4
Klasa ochrony ramy i parametry sieciowe	230V AC, 50Hz Napięcie pracy: 24V DC Klasa ochronności II Stopień IP X4
Kółka jezdne manewrowe	Średnica 10 cm (100 mm) wyposażone w niezależne hamulce
Dopuszczalna grubość materaca piankowego	Maksymalnie 15 cm (Sugerowana gęstość pianki: 35-50 kg/m ³)

Wskazówki eksploatacyjne i kliniczne

OSTRZEŻENIE MEDYCZNE: Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę medyczną powinna każdorazowo przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem użytkowania łóżka przez pacjenta bariatrycznego, biorąc pod uwagę jego wiek, wzrost oraz ogólny stan zdrowia.

Specyfikacja materaca: Leże łóżka rehabilitacyjnego wykazuje pełną kompatybilność wyłącznie z materacami bariatrycznymi o dopasowanej szerokości 120 cm i nacięciach strefowych. Wysokość materaca nie powinna przekraczać 15 cm, aby zintegrowane barierki boczne w pełni realizowały swoją funkcję zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem.

* Tolerancje pomiarów konstrukcyjnych wynoszą: ±10 mm / ±0,5 kg / ±1,5°. Łóżko medyczne spełnia wymagania specyfikacji i normy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych PN-EN 60601-2-52.

Informacje:

Model: