

Szafka przyłóżkowa Rubens 1



Opis produktu:

Mobilna szafka przyłóżkowa **Rubens 1** to funkcjonalny mebel medyczny, stanowiący idealne uzupełnienie łóżek rehabilitacyjnych Elbur. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz ergonomii personelu, wyróżnia się zintegrowanym, regulowanym blatem bocznym ułatwiającym spożywanie posiłków (udźwig do 6 kg). Dwustronna konstrukcja z dwustronnie otwieraną szufladą i drzwiczkami pozwala na użytkowanie szafki po dowolnej stronie łóżka. Stabilna podstawa na 4 zwrotnych kółkach (z możliwością blokady) oraz przemyślany układ półek gwarantują wygodne przechowywanie rzeczy osobistych w warunkach domowych, DPS czy szpitalnych.

Blat boczny Wysuwany / Składany Dwustronna
Lewo / Prawo stronny montaż 6 kg Nośność blatu
Koła z hamulcem Mobilna podstawa

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ERGONOMICZNA SZAFKA MEDYCZNA Z BLATEM DO POSIŁKÓW

Szafka przyłóżkowa Rubens 1

Wygoda użytkowania, pełna mobilność i dwustronny dostęp

Szafka przyłóżkowa Rubens 1 została zaprojektowana jako idealne dopełnienie oferty łóżek rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych. Harmonijne

dopasowanie kolorystyczne, wysoka jakość wykończenia krawędzi okleiną PCV oraz przemyślany układ przestrzeni przechowywania czynią z niej nieocenione wsparcie podczas opieki w warunkach domowych, w Domy Seniora oraz na oddziałach szpitalnych.

Unikalna dwustronna konstrukcja mebla sprawia, że dostęp do szuflady i dolnej szafki jest możliwy z obu stron, co pozwala bez problemu ustawić szafkę po lewej lub prawej stronie łóżka pacjenta.

87 cm Wysokość całkowita 66×35,5 cm Wymiary blatu 34 kg Masa mebla 6 kg Udźwig blatu

Najważniejsze funkcje i budowa szafki Rubens 1

Składany blat roboczy: wysuwany boczny blat ułatwiający spożywanie posiłków, czytanie oraz pisanie w pozycji leżącej lub półsiedzącej.

Obustronny dostęp: dwustronna szuflada oraz drzwiczki otwierane na obie strony umożliwiają pełną elastyczność ustawienia mebla.

Przemyślany podział przestrzeni: otwarta półka na podręczne drobiazgi oraz zamykana szafka podzielona wewnętrzną półką na dwa poziomy.

Mobilna podstawa: 4 koła jezdne, w tym 2 wyposażone w indywidualną blokadę hamulcową gwarantującą stabilność.

Przemyślana ergonomia i wsparcie codziennych czynności

Szafka Rubens 1 to nie tylko miejsce do przechowywania prywatnych przedmiotów pacjenta, ale przede wszystkim funkcjonalne narzędzie wspomagające codzienne funkcjonowanie wokół łóżka pielęgnacyjnego.

Boczny blat pomocniczy

Szybki i prosty mechanizm podnoszenia oraz opuszczania blatu pozwala dostosować mebel do serwowania posiłków. Po złożeniu blat ściśle przylega do boku szafki, nie zajmując cennej przestrzeni.

Łatwe czyszczenie i dezynfekcja

Trwała płyta meblowa zabezpieczona obrzeżem PCV wykazuje odporność na

uszkodzenia mechaniczne oraz jest przystosowana do regularnego czyszczenia i dezynfekcji środkami używanymi w medycynie.

Mobilność i bezpieczeństwo

Ciche kółka jezdne umożliwiają bezwysiłkowe przesuwanie szafki podczas sprzątania czy rearanżacji pokoju, a niezależne hamulce zapobiegają odjeżdżaniu mebla w trakcie opierania się.

Uniwersalne uzupełnienie łóżek rehabilitacyjnych Elbur

Spójność wizualna: Kolorystyka oklein idealnie współgra z drewnianymi i laminowanymi elementami łóżek opiekuńczych marki Elbur.

Pojemna szuflada: Wysuwana obustronnie szuflada umożliwia przechowywanie podręcznych drobiazgów, leków czy lektury.

Regulowana podstawa: Szerokość z rozłożonym blatem wynosi 119 cm, co gwarantuje stabilny i wygodny zasięg blatu nad leżem pacjenta.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Warianty wykonczenia kolorystycznego

Szafka oferowana jest w dwóch uniwersalnych dekorach standardowych oraz wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr konstrukcyjny	Wartość / Dedykowany zakres
Wysokość całkowita szafki	87,0 cm
Głębokość mebla	45,0 cm
Szerokość korpusu podstawowego	53,0 cm
Całkowita szerokość z rozłożonym blatem bocznym	119,0 cm
Wymiary blatu roboczego (Długość x Szerokość)	66,0 x 35,5 cm
Bezpieczne obciążenie robocze blatu pomocniczego	6,0 kg
Ciężar całkowity mebla	34,0 kg

Konstrukcja jezdna	4 kółka zwrotne, w tym 2 wyposażone w niezależne hamulce
Materiał korpusu	Płyta meblowa laminowana zabezpieczona obrzeżami PCV

Informacje:**Model:**

Elbur - kolor: Dąb sonoma, Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande