

Szafka przyłóżkowa Rubens 2



Opis produktu:

Zaawansowana szafka przyłóżkowa **Rubens 2** to wszechstronny mebel medyczny, stworzony do współpracy z łóżkami rehabilitacyjnymi Elbur. Wymagających pacjentów i personel zachwycą płynną regulacją wysokości (71-99 cm) oraz opcją pochylenia blatu bocznego (0-35°), co znacząco ułatwia czytanie, pisanie i spożywanie posiłków. Dwustronna konstrukcja z dwustronnie otwieraną szufladą i drzwiczkami umożliwia użytkowanie po dowolnej stronie łóżka. Mobilna podstawa na 4 zwrotnych kółkach (z hamulcami) i stabilna rama z obrzeżami PCV gwarantują najwyższą ergonomię w opiece domowej, DPS oraz placówkach medycznych.

71 - 99 cm Wysokość blatu 0 - 35° Kąt pochylenia Dwustronna Lewo / Prawo stronna 6 kg Nośność blatu

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WIELOFUNKCYJNA SZAFKA MEDYCZNA Z REGULOWANYM BLATEM

Szafka przyłóżkowa Rubens 2

Płynna regulacja wysokości i kąta nachylenia blatu dla maksymalnego komfortu

Szafka przyłóżkowa Rubens 2 to rozwinięta i najbardziej wszechstronna wersja mebla medycznego w ofercie. Zaprojektowana z myślą o

pacjentach wymagających długoterminowej opieki, wyróżnia się zaawansowanym blatem bocznym z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 71 do 99 cm oraz zmianą kąta nachylenia od 0° do 35°.

Dzięki takiemu rozwiązaniu podopieczny może z łatwością czytać książki lub prasę bez konieczności ich trzymania, w wygodny sposób spożywać posiłki oraz przyjmować leki. Dwustronny dostęp do szuflady i szafki pozwala na jej swobodne ustawienie po dowolnej stronie łóżka.

71-99 cm Wysokość blatu 0-35° Pochylenie blatu 41 kg Masa mebla 6 kg Udźwignięcie blatu

Najważniejsze funkcje i budowa szafki Rubens 2

Regulowany blat boczny: możliwość dostosowania wysokości w zakresie 71-99 cm oraz kąta nachylenia do 35°, idealny do czytania i posiłków.

Dwustronna funkcjonalność: szuflada oraz drzwiczki otwierane na obie strony umożliwiają pełną elastyczność ustawienia lewo/prawo.

Przemyślana przestrzeń: otwarta półka na podręczne przedmioty oraz zamykana szafka podzielona wewnętrzną półką.

Mobilna podstawa: 4 koła jezdne, w tym 2 wyposażone w niezależną blokadę hamulcową zapobiegającą przesuwaniu mebla.

Zaawansowane wsparcie w codziennej opiece medycznej

Model Rubens 2 to niezastąpiony element wyposażenia sal szpitalnych, pokoi w domach opieki oraz sypialni prywatnych, wyraźnie podnoszący niezależność pacjenta.

Idealny kąt do czytania

Regulacja nachylenia do 35° umożliwia wygodne odłożenie książki, tabletu czy gazety bez konieczności obciążania rąk pacjenta w pozycji półsiedzącej.

Łatwa dezynfekcja i trwałość

Korpus z płyty meblowej wykończono odporną okleiną PCV, co gwarantuje wysoką trwałość na zarysowania oraz odporność na odkażanie środkami chemicznymi.

Wzmocniona stabilność ramy

Masa własna wynosząca 41 kg oraz ulepszony mechanizm prowadnic blatu zapewniają wyjątkową stabilność i bezpieczne użytkowanie pod obciążeniem do 6 kg.

Kompleksowe wyposażenie wokół łóżka rehabilitacyjnego

Dopasowana kolorystyka: Wybarwienie korpusu idzie w parze z drewnianymi i laminowanymi elementami łóżek Elbur.

Duży zasięg roboczy: Całkowita szerokość po rozłożeniu blatu bocznego wynosi 121 cm, gwarantując idealny dostęp do posiłków nad leżem.

Pojemne wnętrze: Szuflada i szafka z półką pozwalają utrzymać porządek w rzeczach osobistych i lekach pacjenta.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Warianty wykończenia kolorystycznego

Szafka produkowana jest w dwóch uniwersalnych dekorach standardowych oraz wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr konstrukcyjny	Wartość / Dedykowany zakres
Wysokość całkowita szafki	87,0 cm
Zakres regulacji wysokości składanego blatu	71,0 ÷ 99,0 cm
Zakres regulacji pochylenia składanego blatu	0° ÷ 35°
Głębokość mebla	45,0 cm
Szerokość korpusu podstawowego	53,0 cm
Całkowita szerokość z rozłożonym blatem bocznym	121,0 cm
Bezpieczne obciążenie robocze blatu pomocniczego	6,0 kg
Ciężar całkowity mebla	41,0 kg
Konstrukcja jezdna	4 kółka zwrotne, w tym 2 wyposażone w niezależne hamulce

Materiał korpusu	Płyta meblowa laminowana zabezpieczona obrzeżami PCV
------------------	---

Informacje:

Model:

Elbur - kolor: Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande, Dąb sonoma