

## Stolik przyłóżkowy medyczny do posiłków Rubens 3



### Opis produktu:

Medyczny stolik przyłóżkowy **Rubens 3** to specjalistyczny mebel pomocniczy, stworzony z myślą o kompleksowym doposażeniu stanowisk opieki długoterminowej i domowej. Wyróżnia się podwyższonym obciążeniem roboczym blatu (aż do 11 kg), szerokim zakresem regulacji wysokości (72-107 cm) oraz płynną regulacją kąta nachylenia blatu (0-52°). Konstrukcja oparta na lakierowanej proszkowo stalowej ramie w kształcie litery C umożliwia swobodne podjechanie podstawą pod leże dowolnego łóżka rehabilitacyjnego. Wyposażony w 4 zwrotne kółka (2 z blokadą) oraz barierki zabezpieczające na krawędziach blatu, idealnie wspiera pacjenta podczas spożywania posiłków, czytania i korzystania z urządzeń mobilnych.

72 - 107 cm Regulacja wysokości 0 - 52° Kąt pochylenia 11 kg Udźwig blatu Rama C-Profil Podjazd pod leże

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

MEDYCZNY STOLIK PRZYŁÓŻKOWY DO POSIŁKÓW I AKTYWIZACJI PACJENTA

## Stolik przyłóżkowy Rubens 3

**Wzmocniony blat, szeroki zakres regulacji oraz stalowa konstrukcja podjazdowa**

**Stolik przyłóżkowy Rubens 3** to wysoce funkcjonalne meblowe doposażenie stanowisk opieki długoterminowej w szpitalach, domach seniora, ZOL oraz w środowisku domowym. Konstrukcja ramy oparta na profilu podjazdowym umożliwia bezproblemowe wsunięcie podstawy pod konstrukcję łóżka rehabilitacyjnego, gwarantując pacjentowi bezpośredni dostęp do blatu roboczego.

Mebel charakteryzuje się podwyższonym udźwigiem roboczym (do 11 kg), możliwością precyzyjnego ustawienia wysokości od 72 do 107 cm oraz wielostopniową regulacją kąta nachylenia blatu aż do 52°, co czyni go niezastąpionym podczas spożywania posiłków, czytania lub pracy z laptopem czy tabletem.

72-107 cm Wysokość blatu 0-52° Kąt nachylenia 11 kg Udźwig blatu 15 kg Masa stolika

## **Najważniejsze cechy i zalety stolika medycznego Rubens 3**

**Szeroki zakres regulacji wysokości:** płynna zmiana poziomu blatu w zakresie 72 ÷ 107 cm pozwala na perfekcyjne dopasowanie mebla do wysokości łóżka i pozycji pacjenta.

**Pochylenie blatu do 52°:** wielostopniowa regulacja kąta nachylenia idealna do czytania książek czy obsługi tabletów bez wymuszania wysiłku rąk.

**Stalowa rama lakierowana proszkowo:** solidna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję konstrukcja gwarantująca długowieczność i stabilność.

**Stabilna podstawa na 4 kółkach:** wyposażona w 2 koła z niezależnym hamulcem totalnym zabezpieczającym stół przed przypadkowym przesunięciem.

## **Przemyślana ergonomia i wygoda w opiece codziennej**

Stolik Rubens 3 został zaprojektowany z myślą o odciążeniu opiekuna oraz przywróceniu podopiecznemu jak największej niezależności podczas spożywania posiłków i rekreacji.

**Idealny stojak do czytania**

Duży kąt nachylenia blatu (aż do 52°) z profilowaną listwą zabezpieczającą przy krawędzi chroni książki, gazety i urządzenia elektroniczne przed zsuwaniem się.

#### Podwyższony udźwig do 11 kg

Wzmocniona konstrukcja ramienia nośnego ze stali malowanej proszkowo zapewnia bezkompromisową stabilność nawet pod wyższym obciążeniem roboczym.

#### Łatwe utrzymanie czystości

Wykończenie elementów drewnopodobnych wysokiej jakości laminatem sprawia, że blat wykazuje wysoką odporność na plamy, płyny oraz powszechne środki dezynfekcyjne.

## Uniwersalna komplementarność z łózkami Elbur

**Spójne wybarwienie:** Odcienie drewna bukowego i dębu sonoma doskonale komponują się ze szczytami oraz barierkami łóżek opiekuńczych.

**Medyczny profil podwozia:** Niska podstawa z kołami bez trudu mieści się pod ramą dolną łóżka rehabilitacyjnego.

**Wyważona masa (15 kg):** Optymalna waga mebla zapobiega przypadkowemu przewróceniu przy opieraniu się.

## Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

#### Warianty wykończenia kolorystycznego blatu

Stolik dostępny jest w uniwersalnych dekorach standardowych oraz opcjonalnych wybarwieniach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

## Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

| Parametr konstrukcyjny                            | Wartość / Dedykowany zakres |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres regulacji wysokości blatu roboczego        | <b>72,0 ÷ 107,0 cm</b>      |
| Zakres regulacji kąta pochylenia blatu            | <b>0° ÷ 52°</b>             |
| Wymiary zewnętrzne całkowite (Wys. × Szer. × Gł.) | <b>72 × 90 × 45 cm</b>      |

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bezpieczne obciążenie robocze blatu pomocniczego | <b>11,0 kg</b>                                           |
| Ciężar całkowity stolika                         | <b>15,0 kg</b>                                           |
| Konstrukcja ramy nośnej                          | Stal lakierowana proszkowo w wysokiej temperaturze       |
| Układ jezdny i manewrowy                         | 4 kółka zwrotne, w tym 2 wyposażone w niezależne hamulce |

**Informacje:****Model:**

Elbur - kolor: Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande, Dąb sonoma