

Stolik przyłóżkowy medyczny do posiłków Rubens 9



Opis produktu:

Kompaktowy stolik przyłóżkowy **Rubens 9** to lekki i łatwy w obsłudze mebel medyczny, stworzony z myślą o podniesieniu komfortu opieki długoterminowej i domowej. Wyróżnia się podwyższonym udźwigniem roboczym blatu (aż do 20 kg przy wadze własnej 10 kg), 6-stopniową regulacją wysokości (79-114 cm) oraz 7-stopniową regulacją kąta nachylenia blatu roboczego (0-45°). Stalowa rama w odcieniu dopasowanym do łóżek rehabilitacyjnych Elbur umożliwia stosowanie stolika po obu stronach łóżka. Wyposażony w 4 zwrotne kółka (2 z niezależną blokadą) oraz barierki ochronne na obrzeżach blatu (60×40 cm), idealnie wspomaga pacjenta podczas spożywania posiłków, czytania oraz korzystania z leków i urządzeń mobilnych.

79 - 114 cm Regulacja wysokości 0 - 45° Kąt pochylenia 20 kg Udźwig blatu 10 kg Lekka konstrukcja

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

EKONOMICZNY I MOBILNY STOLIK MEDYCZNY DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Stolik przyłóżkowy Rubens 9

Wysoki udźwig, lekka rama i 7-stopniowa regulacja pochylenia blatu

Stolik przyłóżkowy Rubens 9 to wyjątkowo ekonomiczne, a zarazem solidne rozwiązanie przeznaczone do doposażenia stanowisk pielęgnacyjnych w domach seniora, placówkach DPS, hospitalizacji domowej oraz na oddziałach opieki długoterminowej. Mebel wydatnie ułatwia codzienne funkcjonowanie pacjentowi przebywającemu w pozycji leżącej lub półsiedzącej.

Konstrukcja stolika przy masie całkowitej wynoszącej zaledwie 10 kg oferuje wysokie bezpieczne obciążenie blatu do 20 kg. 6-stopniowy zakres regulacji wysokości (79-114 cm) oraz 7-stopniowe nachylenie blatu (0-45°) pozwalają na wszechstronne użytkowanie po obu stronach łóżka rehabilitacyjnego.

79-114 cm Wysokość blatu 0-45° Pochylenie blatu 20 kg Udźwig blatu 60×40 cm Wymiar blatu

Najważniejsze cechy i zalety stolika medycznego Rubens 9

6-stopniowa regulacja wysokości: zmiana poziomu platformy w przedziale 79 ÷ 114 cm gwarantuje dopasowanie wysokości do każdego typu łóżka i materaca.

7-stopniowy kąt pochylenia blatu: zakres modyfikacji kąta od 0° do 45° ułatwia czytanie, przeglądanie prasy i pracę z urządzeniami mobilnymi.

Stalowa rama malowana proszkowo: trwała konstrukcja chroniąca mebel przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Sprawny układ jezdy: 4 koła manewrowe z czego 2 wyposażone są w indywidualne hamulce gwarantujące stabilność postoju.

Funkcjonalne dopasowanie do codziennych potrzeb pacjenta

Model Rubens 9 charakteryzuje się uniwersalnością – sprawdza się świetnie zarówno podczas podawania posiłków przez opiekunów, jak i w trakcie samodzielnego spędzania czasu przez podopiecznego.

Dwustronne zastosowanie

Konstrukcja ramy podjazdowej umożliwia swobodne stosowanie stolika z lewej lub z

prawej strony łóżka rehabilitacyjnego bez ograniczeń przestrzennych.

Podwyższony udźwig do 20 kg

Blat roboczy o wymiarach 60×40 cm cechuje się ponadprzeciętną nośnością pozwalającą na bezpieczne odstawianie cięższych przedmiotów czy naczyń z posiłkami.

Trwałość i łatwe odkażanie

Wykończenie elementów laminatem w kolorze bukowym i proszkowe zabezpieczenie ramy gwarantują pełną odporność na czyszczenie i odkażanie środkami medycznymi.

Komplementarność z zestawami rehabilitacyjnymi Elbur

Spójna stylistyka: Odcienie drewna bukowego oraz dębu sonoma harmonijnie łączą się z zabudową łóżek opiekuńczych.

Wygodne zabezpieczenie krawędzi: Zintegrowane obrzeże blatu zabezpiecza serwowane posiłki oraz czytane lektury przed zsuwaniem się.

Niska masa własna (10 kg): Pozwala opiekunowi na bezwysiłkowe przemieszczanie stolika pomiędzy salami lub pokojami.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Warianty wykończenia kolorystycznego blatu

Stolik dostępny jest w uniwersalnych dekorach standardowych oraz opcjonalnych wybarwieniach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr konstrukcyjny	Wartość / Dedykowany zakres
Zakres regulacji wysokości blatu (6 stopni)	79,0 ÷ 114,0 cm
Zakres regulacji kąta pochylenia blatu (7 stopni)	0° ÷ 45°
Wymiary blatu roboczego (Szerokość × Głębokość)	60,0 × 40,0 cm
Wymiary zewnętrzne ramy (Wys. × Szer. × Gł.)	79 × 78 × 42 cm

Bezpieczne obciążenie robocze blatu roboczego	20,0 kg
Ciężar całkowity stolika	10,0 kg
Konstrukcja ramy nośnej	Stal lakierowana proszkowo w wysokiej temperaturze
Układ jezdny i manewrowy	4 kółka zwrotne, w tym 2 wyposażone w niezależne hamulce

Informacje:**Model:**

Elbur - kolor: Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande, Dąb sonoma