

Szafka przyłóżkowa Rubens 1 (OT)

Opis produktu:



Kompaktowa szafka przyłóżkowa **Rubens 1 (OT)** to elegancki mebel pokojowy o szerokości zaledwie 43 cm, stworzony jako uniwersalne uzupełnienie łóżek rehabilitacyjnych Elbur. Zaprojektowany z myślą o efektywnym zagospodarowaniu przestrzeni wokół łóżka, oferuje wysuwaną szufladę, otwartą półkę podręczną oraz zamykaną szafkę z wewnętrzną półką. Trwała konstrukcja z płyty meblowej wykończonej obrzeżem PCV w odcieniach buku lub dębu sonoma doskonale komponuje się z wystrojem pokoju. Waga 25 kg oraz podstawa na 4 zwrrotnych kółkach (2 z hamulcami) gwarantują stabilność i pełną mobilność w domach opieki, szpitalach i sypialniach prywatnych.

43 cm Kompaktowa szerokość 3 Poziomy
Szuflada + Półki Obrzeża PCV Trwałe
wykończenie Koła z hamulcem Mobilna podstawa

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KOMPAKTOWA SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Szafka przyłóżkowa Rubens 1 (OT)

Wygodne przechowywanie, zredukowana szerokość i ponadczasowa estetyka

Szafka przyłóżkowa Rubens 1 (OT) to lekka, bezblatowa wersja

popularnej szafki przyłóżkowej, stworzona do dyskretnego i wygodnego przechowywania osobistych przedmiotów pacjenta. Dzięki zredukowanej szerokości do 43 cm mebel idealnie wpisuje się w ograniczone przestrzenie pokoi pielęgnacyjnych, nie blokując przejść komunikacyjnych wokół łóżka.

Konstrukcja wykonana z trwałej płyty meblowej zabezpieczonej krawędziowo okleiną PCV harmonijnie współgra z kolorystyką łóżek rehabilitacyjnych Elbur. Trzystopniowy układ przechowywania ułatwia utrzymanie porządku w lekach, kosmetykach oraz osobistych rzeczach podopiecznego.

87 cm Wysokość całkowita 43 cm Szerokość ramy 25 kg Masa mebla 23% VAT Stawka podatku

Najważniejsze cechy i podział przestrzeni szafki Rubens 1 (OT)

Górna szuflada zamykana: płynnie wysuwana szuflada na podręczne akcesoria, okulary, leki czy okulary.

Otwarta półka środkowa: wygodna wnęka pozwalająca na natychmiastowe sięgnięcie po ulubioną lekturę lub napój.

Dolna zamykana szafka: pojemna przestrzeń podzielona wewnętrzną półką na dwa poziomy do przechowywania odzieży lub środków higienicznych.

Mobilna podstawa na kółkach: 4 zwrotne kółka (w tym 2 z blokadą hamulcową) gwarantujące pewny postój i łatwą relokację.

Funkcjonalność w zwartej formie meblowej

Model Rubens 1 (OT) powstał z myślą o placówkach medycznych i sypialniach prywatnych, w których priorytetem jest optymalizacja miejsca przy zachowaniu pełnej wygody pacjenta.

Zredukowany gabaryt (43 cm)

Ograniczona szerokość korpusu sprawia, że szafka świetnie mieści się w małych pokojach domowych oraz wieloosobowych salach opiekuńczych.

Łatwość higieny i dezynfekcji

Wykończenie wytrzymałym laminatem zabezpieczonym obrzeżem PCV chroni krawędzie przed wilgocią oraz umożliwia bezproblemowe odkażanie powierzchni.

Lekka i zwrotna podstawa

Niska masa własna (25 kg) w połączeniu z kołami manewrowymi pozwala personelowi pielęgnacyjnemu na bezwysiłkowe odsuwanie mebla podczas sprzątania.

Spójność z systemami opiekuńczymi Elbur

Dopasowanie do kolekcji łóżek: Wybarwienie płyt idealnie odpowiada laminatom stosowanym w szczytach i barierkach łóżek rehabilitacyjnych.

Dobra wysokość robocza: Wysokość 87 cm odpowiada górnej krawędzi leża w podniesionej pozycji, ułatwiając sięganie po przedmioty.

Bezpieczeństwo postoj: Niezależne blokady kół uniemożliwiają przypadkowy ruch szafki podczas opierania się.

Dostępne opcje zaawansowanej konfiguracji

Warianty wykończenia kolorystycznego

Szafka oferowana jest w dwóch uniwersalnych dekorach standardowych oraz wariantach niestandardowych (czas realizacji min. 3 tygodnie).

Buk standard Dąb Sonoma Orzech C8 Akacja C6 Dąb Grande

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne

Parametr konstrukcyjny	Wartość / Dedykowany zakres
Wysokość całkowita szafki	87,0 cm
Głębokość mebla	45,0 cm
Szerokość korpusu całkowita	43,0 cm
Ciężar całkowity mebla	25,0 kg
Układ elementów przechowywania	Górna szuflada + otwarta wnęka + zamykana szafka z półką
Klasyfikacja prawna / Podatkowa	Mebel użytkowy (nie jest wyrobem medycznym) – Stawka VAT 23%
Konstrukcja jezdna	4 kółka zwrotne, w tym 2 wyposażone w niezależne hamulce

Materiał korpusu	Płyta meblowa laminowana zabezpieczona obrzeżami PCV
------------------	---

Informacje:

Model:

Elbur - kolor: Buk, C6 akacja, C8 orzech, Dąb grande, Dąb sonoma