

Plastry elastyczne z opatrunkiem 20 szt.



Opis produktu:

Plastry elastyczne SamSięZbadaj 20 × 80 mm to jednorazowe opatrunki przeznaczone do zaopatrywania drobnych ran i otarć naskórka w obszarach o dużej ruchomości, w szczególności w obrębie stawów, dłoni oraz palców.

- **Dopasowanie do ruchu** – rozciągliwa, paroprzepuszczalna struktura materiału dopasowuje się do zmian napięcia skóry, nie ograniczając mobilności pacjenta podczas wykonywania codziennych czynności manualnych.
- **Stabilne mocowanie** – odpowiednio dobrana warstwa klejąca przeciwdziała zsuwaniu się opatrunku w trakcie ruchu.
- **Wkładka chłonna** – nie przywiera do łóżyska rany, co umożliwia jej atraumatyczną zmianę.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Plastry elastyczne SamSięZbadaj 20 × 80 mm

Plastry elastyczne SamSięZbadaj 20 × 80 mm to jednorazowe opatrunki przeznaczone do zabezpieczania drobnych skaleczeń, otarć naskórka oraz niewielkich ran powierzchownych w trakcie gojenia. Produkt został opracowany z myślą o miejscach, w których skóra często pracuje, zgina się i zmienia kształt, w szczególności na palcach, dłoniach i w okolicach stawów.

Konstrukcja oparta na elastycznym i lekkim materiale dopasowuje się do powierzchni ciała podczas ruchu bez odstawania i bez tworzenia sztywnej warstwy. Warstwa klejąca utrzymuje opatrunek na miejscu podczas codziennych czynności, a centralna wkładka chłonna chroni uszkodzone miejsce.

Najważniejsze cechy

Elastyczny materiał bazowy

Rozciągliwy materiał dostosowuje się do zmian kształtu skóry podczas jej zginania, co zapobiega ograniczaniu swobody ruchu w obrębie stawów i dłoni.

Nieprzywierająca wkładka chłonna

Środkowa warstwa chłonna zabezpiecza miejsce urazu i wykazuje właściwości nieprzywierające do rany, co ułatwia późniejsze zdejmowanie opatrunku.

Oddychająca struktura

Materiał przepuszczający powietrze ogranicza dyskomfort podczas dłuższego noszenia i jest przystosowany do dłuższego kontaktu ze skórą.

Warstwa klejąca na ruchome partie ciała

Klej zapewnia przyleganie opatrunku na partiach ciała poddawanych ciągłemu ruchowi, zapobiegając zsuwaniu się plastra podczas codziennych aktywności.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie drobnych skaleczeń, otarć naskórka i powierzchownych uszkodzeń skóry.
- Ochrona skóry w miejscach ruchomych: na palcach, dłoniach i w okolicach stawów.
- Ochrona miejsc urazu podczas wykonywania czynności manualnych.
- Zabezpieczenie zranień w trakcie aktywności fizycznej.

Zawartość zestawu

- Plastry elastyczne 20 × 80 mm – 20 szt.

Dane techniczne

Parametr

Wymiary pojedynczego plastra

Liczba sztuk w opakowaniu

Krotność użycia

Wartość

20 × 80 mm

20

jednorazowego użytku

Informacje:

Model: