



Fotel Comfichair z wyprofilowaną kieszenią - OUTLET

Opis produktu:

Estetycznie wykonany, solidny i wygodny **fotel**. Posiada specjalnie wyprofilowaną kieszeń na aplikator **urządzenia do stymulacji magnetycznej**.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel Comfichair z wyprofilowaną kieszenią

Estetycznie wykonany, solidny i wygodny **fotel**. Posiada specjalnie wyprofilowaną kieszeń na aplikator **urządzenia do stymulacji magnetycznej**.

Cechy charakterystyczne:

- stabilna podstawa,
- aluminiowa podstawa na 5-skrzydłowych nóżkach z poliuretanu,
- sprężyna gazowa o skoku 160 mm,
- tapicerka premium,
- wysoka jakość,
- łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.

Współpracuje z aplikatorami urządzeń:

Salus Talent Pro

Dane techniczne:

Wymiary (wys. x szer.) [cm]:	62x60
Regulacja wysokości siedziska [cm]:	54-70
Obciążenie [kg]:	160
Masa [kg]:	20

Informacje:

Kategoria: Urologia

Model: