

Axelero I Reha - poręczce pediatryczne - OUTLET

Opis produktu:

Poręczce pediatryczne do bieżni Axelero I Reha.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Poręczce pediatryczne do bieżni Axelero I Reha.

Poręczce pediatryczne do bieżni Axelero I Reha to urządzenie stworzone z myślą o dzieciach, które wymagają rehabilitacji. Bieżnia została specjalnie dostosowana do potrzeb najmłodszych pacjentów, oferując bezpieczne i skuteczne narzędzie do poprawy funkcji motorycznych i ogólnego zdrowia. Poręczce pediatryczne do bieżni Axelero I Reha stanowią kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające skuteczną i bezpieczną rehabilitację dzieci.

Informacje:

Model: