



Cold Therapy System III - System chłodząco-uciskowy do regeneracji i rehabilitacji - OUTLET

Opis produktu:

Cold Therapy System III to połączenie chłodzenia i aktywnego ucisku, które wspiera rehabilitację i pomaga szybciej zwalczyć obrzęki. Pojemny, 6,5-litrowy zbiornik sprawia, że woda pozostaje zimna przez 6-8 godzin, więc urządzenie nie wymaga ciągłej uwagi ani częstego uzupełniania. Dzięki 5 poziomom regulacji ciśnienia i wymiennym mankietom łatwo dopasujesz działanie systemu do konkretnego urazu lub partii ciała.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System chłodzenia i kompresji do regeneracji

Cold Therapy System III łączy terapię zimnem z aktywnym uciskiem, co pomaga szybciej wrócić do formy. Urządzenie wykorzystuje cyrkulację zimnej wody, przynosząc ulgę zmęczonym mięśniom i redukując napięcie. Sprzęt ten sprawdza się zarówno w domowym zaciszu, jak i w profesjonalnych strefach relaksu.

Sercem urządzenia jest zbiornik o pojemności 6,5 litra. Dzięki solidnej izolacji termicznej system działa przez wiele godzin, więc nie musisz przerywać sesji, aby ciągle dokładać lodu.

Stała temperatura przez wiele godzin

Połączenie technologii Cooler Technology i pojemnego zbiornika sprawia, że woda pozostaje zimna od 6 do 8 godzin. Dzięki temu możesz cieszyć się długą sesją regeneracyjną bez konieczności wymiany wkładów chłodzących w trakcie zabiegu.

Wygoda i dopasowanie do ciała

Do systemu pasuje szeroka gama akcesoriów na różne części ciała. Mankiety zaprojektowano tak, by dobrze przylegały i zapewniały odpowiedni ucisk, co poprawia efekty chłodzenia dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Łatwa obsługa i czytelny ekran

Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala ułatwia sterowanie urządzeniem. Wystarczy rzut oka, by sprawdzić temperaturę wody, poziom cyrkulacji czy czas pozostały do końca sesji.

Ciche działanie i wybór ustawień

Masz do wyboru 5 poziomów ciśnienia, a czas zabiegu ustawisz płynnie w zakresie od 15 do 120 minut. Urządzenie pracuje cicho (poniżej 55 dB), więc dźwięk silnika nie zakłóci Twojego relaksu.

Co znajdziesz w pudełku?

Jednostka główna Zasilacz sieciowy Przewód do portu CPC Torba

Dostępne mankiety (11 stref)

Nadgarstek Łokieć Plecy Lewy bark Prawy bark Szyja Biodro Kolano Noga Kostka Mankiet uniwersalny Dokup mankiety

Dane techniczne

Typ wyświetlacza	Ekran LED 4,3 cala
Pojemność zbiornika na wodę z lodem	6,5 l
Czas chłodzenia	6-8 godzin
Ustawienia ciśnienia	5 poziomów
Czas cyklu	15-120 min
Wymiary jednostki głównej (dł. x szer. x wys.)	24,5 x 25,5 x 29,8 cm
Waga jednostki głównej	3,4 kg
Poziom hałasu	Poniżej 55 dB
Długość przewodu zasilającego	1,8 m
Port połączeniowy	CPC

Informacje:

Model: