

Zestaw naprawczy RSWT Prokit - OUTLET



Opis produktu:

Zestaw naprawczy RSWT Prokit do wymiany zużywających się elementów

- 2 x pocisk,
 - 2 x przewodnica pocisku,
 - zestaw oringów.
-
- Produkt pełnowartościowy,
 - Powystawowy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw naprawczy RSWT Prokit

Zestaw naprawczy RSWT Prokit do aparatów o nr referencyjnym 338XXX

W zestawie 2 x pocisk, 2 x przewodnica pocisku, zestaw oringów. Zestaw pasuje do następujących modeli aparatów do fali uderzeniowej:

- INTELECT RPW i INTELECT MOBILE RPW (CHATTANOOGA),
- SHOCKMASTER 300
- SHOCKMASTER 500 (GYMNA UNIPHY, nr referencyjne 338XXX),
- MASTERPULS MP50, MP100 i MP200
- do głowic D-ACTOR 100 ELITE EDITION oraz D-ACTOR 200 ELITE EDITION (STORZ)

Zestaw naprawczy do głowic w urządzeniach o numerze referencyjnym 342XXX

W zestawie 2 x pocisk, 2 x przewodnica pocisku, zestaw oringów INFORMACJA

Przed dokonaniem zakupu zwróć uwagę na numer referencyjny aparatu! W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Panem Rafałem Oleszczukiem:

adres e-mail ro@meden.com.pl

numer telefonu: **+48 668 186 712**

Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa

Model:

Zestaw naprawczy: Zestaw naprawczy do aparatów o nr referencyjnym 338XXX