



Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia - OUTLET

Opis produktu:

Eleveo to urządzenie treningowe do jednoczesnej kontroli odciążenia, postawy oraz balansu na bieżni i na stałym podłożu. Podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia to idealne rozwiązanie do treningu osób z zaburzeniem chodu.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia

Podnośnik pacjenta Eleveo od Meden-Inmed to zaawansowane urządzenie do dynamicznego odciążenia, przeznaczone do treningu chodu, kontroli postawy i równowagi zarówno na bieżni, jak i na stałym podłożu. Wyposażony jest w elektrycznie regulowany siłownik akumulatorowy, który pozwala na precyzyjną zmianę wysokości podnośnika, z możliwością obniżenia do minimum 164 cm, co umożliwia przejazd przez standardowe drzwi o wysokości 180 cm oraz pracę z niskimi pacjentami i dziećmi. Maksymalna wysokość podnośnika to 234 cm, a długość całkowita nie przekracza 135 cm, co zapewnia jego wygodne użytkowanie w różnych przestrzeniach.

Urządzenie posiada podwieszenie dwupunktowe z czterema pasami, co umożliwia korektę ustawienia miednicy i pochylenia tułowia przód/tył, poprawiając stabilność podczas treningu. Eleveo wyposażone jest w elektroniczny moduł monitorujący poziom odciążenia lewej i prawej strony ciała oraz całkowite odciążenie pacjenta. Mobilność zapewniają cztery koła, z czego dwa są blokowane kierunkowo, umożliwiając zaplanowane i stabilne poruszanie się urządzenia bez konieczności ciągłej korekty ruchu.

Podnośnik pozwala na ćwiczenia chodu przodem, tyłem oraz bokiem, a zmiana kierunku nie wymaga odpinania uprząży, które są dostępne w rozmiarach standard i XL. Dzięki dynamicznemu systemowi odciążenia możliwe jest przesunięcie środka ciężkości o minimum 5 cm, co wspiera bardziej naturalny, fizjologiczny ruch ciała podczas rehabilitacji. Eleveo przystosowane jest do pracy z pacjentami o wadze do 160 kg i wzroście do 210 cm.

Cechy charakterystyczne:

- regulacja wysokości podnośnika za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo; akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230 V,
- podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korektę ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów,
- elektroniczny moduł pozwalający na monitorowanie: poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta,
- podnośnik wyposażony w 4 koła: 2 koła blokowane kierunkowo oraz 2 koła blokowane całkowicie. Koła blokowane kierunkowo dają możliwość ustawienia sposobu poruszania się podnośnika podczas treningu w zaplanowanym kierunku bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu,
- możliwość obniżenia podnośnika do co najmniej 164 cm, co daje możliwość przejechania przez drzwi o wysokości 180 cm oraz pracy z niskimi pacjentami oraz dziećmi,
- min. szer. podnośnika 89,4 cm umożliwia przejechanie przez drzwi o szer. 90 cm,
- max. wysokość podnośnika 234 cm,
- możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście 210 cm,
- możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze do 160 kg,
- możliwość odciążenia pacjenta do 160 kg,
- długość całkowita podnośnika nie większa niż 135 cm,
- możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem,
- zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprząży od podnośnika,
- regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia,
- dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości o min. 5 cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu,
- podnośnik wyposażony jest w dwie uprząże, standard i XL,
- klasa szczelności urządzenia: IP40

IP40

×

Urządzenie jest chronione przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm, ale nie jest chronione przed wodą. Oznacza to, że jest odporne na pył i drobne przedmioty, ale nie jest wodoszczelne.

Zamknij okno

Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia

Regulowany uchwyt pozwala na zmianę wysokości

Regulowane uchwyty umożliwiają płynną zmianę wysokości, co pozwala na łatwe dopasowanie urządzenia do wzrostu użytkownika i zapewnia wygodę podczas korzystania.

Panel sterowania

Przenośny panel sterowania umożliwia wygodną weryfikację parametrów pacjenta oraz bieżące monitorowanie postępów w rehabilitacji, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu.

Pilot sterowania

Pilot sterowania umożliwia wygodne zarządzanie pracą urządzenia oraz informuje o poziomie naładowania akumulatora.

Regulowane i wymienne poręcze

Możliwość indywidualnego dostosowania poręczy do wzrostu i predyspozycji pacjenta, zwiększając komfort i ergonomię użytkowania

Zawiesie

Eleveo wyposażone jest w obrotowe zawiesie, które zapewnia płynność ruchu i zwiększa komfort użytkowania podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Regulowana szerokość

Możliwość regulacji szerokości podstawy jezdnej pozwala na dostosowanie urządzenia do różnych warunków przestrzennych. Minimalna szerokość podnośnika wynosząca 89,4 cm umożliwia swobodne przejechanie przez standardowe drzwi o szerokości 90 cm.

Regulowana wysokość

Możliwość obniżenia podnośnika do co najmniej 164 cm umożliwia swobodne przejechanie przez drzwi o wysokości 180 cm oraz komfortową pracę z niskimi pacjentami i dziećmi. Maksymalna wysokość podnośnika wynosi 234 cm, co zapewnia szeroki zakres regulacji dopasowany do różnych potrzeb użytkowania.

Prezentacja produktu:

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Model: