

copy of WKS - Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi



Opis produktu:

Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację stóp i podudzi z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego. **Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi** jest wyposażone w trzydzieści osiem funkcjonalnych dysz powietrznych.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy,
- Kolor: Calypso,
- Napełnienie: manualne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WKS - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa

Urządzenie do masażu wirowego **WKS** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji stóp i podudzi. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Urządzenie **WKS** zapewnia efektywny 2-strefowy masaż wirowy, a jego funkcjonalność sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej

wymagających użytkowników.

Cechy charakterystyczne:

Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego

38 dysz do masażu wirowego

Pojemność zabiegowa: ok. 45 l

Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody

Czujnik temperatury wody

Słuchawka prysznicowa

Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile

Krzesło obrotowe w zestawie

Urządzenie jest sprzedawane razem z fotelem.

Wymiary: (szer. x wys.) siedziska 460 x 420 mm, oparcia 400 x 290 mm.

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm w zakresie 450-640 mm.

Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Liczba dysz: 38 szt.

Szerokość: 900 mm

Długość: 980 mm

Wysokość: 620 mm

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Masa urządzenia: 45 kg

Pojemność zabiegowa: 45 l

Pojemność do przelewu: 65 l

Pobór prądu: 5 A

Model:

Kolor: Calypso

Wirowka WKG i WKS: -

Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: klasa
I, typ B