



Elektrody mostkowe Ag/AgCl ze złotym pinem - czerwona

Opis produktu:

Elektrody mostkowe marki Spes Medica to złoty standard pod względem jakości wśród elektrod mostkowych słynące na całym świecie z **jakości rejestracji, trwałości materiałów, doskonałej regulacji i systemu połączeń**. Elektrody posiadają pozłacany pin, który gwarantuje wysoką jakość sygnału i zapobiega powstawaniu korozji.

Cena za 1 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody mostkowe Ag/AgCl ze złotym pinem czerwona

Mostek wykonany jest z tworzywa sztucznego i **hipoalergicznego**, co gwarantuje maksymalną **stabilność** i najwyższy **komfort** pacjenta.

Odległość elektrody od skóry pacjenta można regulować w bezpieczny i łatwy sposób dzięki specjalnie nagwintowanemu pozłacanemu pinowi, który jest jednocześnie **uniwersalnym złączem** do kabli z **wtykiem sprężynowym** i **złączem typu krokodylek**.

Elektrody są dostępne zarówno w wersji dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wykonane są z dwóch materiałów: Ag/AgCl lub Ag/AgCl spiekane. Elektrody występują w trzech kolorach.

Elektrody mostkowe BEAG, BEG

- System śrubowy **elektrod** pozwala na prawidłowe umieszczenia i dopasowanie **elektrody** na skórze
- **Elektrody** posiadają uniwersalne złącze **2mm** odpowiednie do wtyków typu „**bananek**” lub „**krokodylek**”

- **Elektrody** posiadają połączany pin, który gwarantuje wysoką jakość sygnału i zapobiega powstawaniu korozji.
- **Mostek elektrod** wykonany jest z tworzywa ABS z dwoma wgłębieniami do optymalnego zamocowania **czepka EEG**.

Informacje:

Typ elektrody: Mostkowe

Kabel: Brak

Materiał: Au

Materiał: Ag/AgCl

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody mostkowe BEAG, BEG: BEAG00A2-1 - Ag/AgCl