

Bieżnia dla psów - Dog Runner - Ortho Pro

Opis produktu:

Dog Runner Ortho Pro to profesjonalna bieżnia treningowo-rehabilitacyjna dla psów z opatentowanym systemem amortyzacji redukującym obciążenie stawów o 28%. Wyposażona w cichy silnik 3.5 KM, automatyczną regulację kąta nachylenia, pilot zdalnego sterowania oraz dodatkowe wyjście boczne ułatwiające schodzenie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia dla psów Dog Runner Ortho Pro

Dog Runner Ortho Pro to zaawansowane urządzenie stworzone z myślą o maksymalnej ochronie aparatu ruchu, komforcie i efektywnej pracy z psem. Została zaprojektowana dla klinik zoofizjoterapeutycznych, profesjonalnych hodowli, trenerów oraz wymagających opiekunów. Wyposażona w wyjątkowo cichy i mocny silnik **3.5 KM**, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, automatyczną regulację kąta nachylenia oraz innowacyjne boczne wyjście (nowość w serii) ułatwiające bezpieczne wprowadzanie i opuszczanie bieżni.

Konstrukcję zabezpieczono **trzema warstwami trwałego lakieru**, który skutecznie chroni ramę przed zarysowaniami pazurami oraz korozją przez długie lata intensywnej eksploatacji.

Kluczowe właściwości i zalety:

- **Specjalistyczna amortyzacja ortopedyczna** – redukuje obciążenie stawów aż o 28% względem standardowych bieżni.
- **Mocny i cichy silnik 3.5 KM** – wysoka kultura pracy, stworzona do intensywnego użytku przy obciążeniu do 150 kg.
- **Automatyczny kąt nachylenia** – płynna regulacja stoku bieżni z pilota lub wyświetlacza.
- **Pilot zdalnego sterowania** – pełna wygoda i możliwość natychmiastowej reakcji podczas asysty.
- **Wyświetlacz LCD z profilami** – gotowe plany treningowe oraz opcja programowania własnych sekwencji.
- **Boczne wyjście (Easy Access & Exit)** – ułatwiony dostęp dla psów po zabiegach lub o ograniczonej mobilności.

Korzyści z regularnego treningu

Bieżnia sucha Dog Runner Ortho Pro umożliwia zrównoważony trening bez względu na pogodę na zewnątrz:

- **Niezastąpiona w zoofizjoterapii** – kontrolowany powrót do sprawności po zabiegach ortopedycznych i urazach.
- **Zdrowa redukcja wagi** – bezpieczne zrzucanie nadmiaru kilogramów bez przeciążania układu kostnego.
- **Stabilność ruchu i wyciszenie** – poprawa koordynacji, koncentracji oraz redukcja problemów behawioralnych wynikających z braku ruchu.
- **Trening sportowy i wystawowy** – harmonijna budowa masy mięśniowej i przygotowanie do zawodów.

Informacje:

Kategoria: Weterynaria
Sterowanie: Pilot bezprzewodowy + pulpit
Maksymalne obciążenie [kg]: 150
Wyświetlacz: LCD
Wymiary pasa [mm]: 1800 x 460
Wymiary urządzenia [mm]: 2080 x 650 x 1090
Moc silnika: 3.5 KM
Zakres prędkości [km/h]: 0.8 - 18
Kąt nachylenia: Automatyczny
Grubość pasa [mm]: 1.8
Grubość płyty [mm]: 1.9

Model:

Amortyzacja: Specjalna (redukcja siły uderzenia
o 28%)
Programy treningowe: Wbudowane + możliwość
programowania