

## Bieżnia dla psów - Dog Runner - Revolution Pro – Dog Runner

### Opis produktu:

**Dog Runner Revolution Pro** to zaawansowana bieżnia treningowa stworzona z myślą o profesjonalnych trenerach, lekarzach weterynarii oraz wymagających opiekunach psów. Wyposażona w cichy silnik **3.5 KM**, automatyczną regulację nachylenia, bezprzewodowy pilot, innowacyjne boczne wyjście oraz pas biegowy o wymiarach 1800 x 460 mm dla psów o masie do 150 kg.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Bieżnia dla psów Dog Runner Revolution Pro

**Dog Runner Revolution Pro** to sprzęt stworzony z myślą o profesjonalnych trenerach, lekarzach weterynarii oraz opiekunach, którzy oczekują maksymalnej wydajności i trwałości. Nowa konstrukcja została wyposażona w mocniejszy i cichszy silnik o mocy **3.5 KM**, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, automatyczną regulację nachylenia oraz boczne wyjście (Easy Access & Exit) ułatwiające sprawne i bezstresowe schodzenie z urządzenia.

Stalowa konstrukcja ramy została zabezpieczona **trzema warstwami trwałego lakieru** (Heavy Duty), co gwarantuje długotrwałą ochronę przed zarysowaniami pazurami oraz korozją nawet podczas intensywnego użytkowania.

### Kluczowe właściwości modelu Revolution Pro:

- **Mocny silnik 3.5 KM Heavy Duty** – cicha i stabilna praca dostosowana do intensywnego użytkowania.
- **Automatyczny kąt nachylenia** – elektroniczna regulacja wzniosu wspierająca budowę mięśni zadu i grzbietu.
- **Boczne wyjście (Easy Access & Exit)** – bezpieczne i komfortowe opuszczanie bieżni po skończonym biegu.
- **Zdalne sterowanie pilotem** – natychmiastowa korekta prędkości i awaryjne zatrzymanie z dowolnego miejsca.
- **Pulpit z wyświetlaczem LCD** – wbudowane profile treningowe oraz opcja programowania własnych planów.
- **Wzmocniona konstrukcja robocza** – płyta biegowa 1.9 mm oraz pas 1.8 mm Heavy Duty przystosowane do psów o wadze do 150 kg.

### Zastosowanie i korzyści treningowe

Regularny ruch na bieżni Dog Runner Revolution Pro przynosi wymierne rezultaty kondycyjne i zdrowotne:

- **Aktywność przez cały rok** – stabilna dawka ruchu bez względu na deszcz, mróz czy upały.
- **Wsparcie w zoofizjoterapii** – kontrolowany powrót do sprawności ruchowej i reedukacja chodu pod okiem terapeuty.
- **Kontrola wagi i sylwetki** – efektywne spalanie kalorii przy dopasowanym tempie chodu.
- **Wyciszenie i redukcja problemów behawioralnych** – bezpieczne rozładowanie nadmiaru energii.
- **Przygotowanie do zawodów i wystaw** – harmonijny rozwój sylwetki i formy fizycznej.

### Informacje:

Kategoria: Weterynaria  
Sterowanie: Pilot bezprzewodowy + pulpit  
Maksymalne obciążenie [kg]: 150  
Wyświetlacz: LCD  
Wymiary pasa [mm]: 1800 x 460  
Wymiary urządzenia [mm]: 2080 x 650 x 1090  
Moc silnika: 3.5 KM  
Zakres prędkości [km/h]: 0.8 - 18  
Kąt nachylenia: Automatyczny  
Grubość pasa [mm]: 1.8  
Grubość płyty [mm]: 1.9

### Model:

Programy treningowe: Wbudowane + możliwość  
programowania

Wyjście boczne (Easy Exit): Tak