

Korund-E - stół rehabilitacyjny do terapii Bobath

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny **Korund-E** to dwusekcyjny **stół** przeznaczony do neurorehabilitacji **metodą Bobath i Vojty**. Umożliwia terapeutę bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie **terapii** usprawniania ruchowego u pacjentów z **zaburzeniami neurologicznymi** oraz schorzeniami narządu ruchu.

- Stół do rehabilitacji metodą Bobath i Vojty – 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem (+30°)
- Szerokie leże o wymiarach 2000 x 1200 mm zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 520 do 950 mm ułatwiająca pracę terapeuty
- Wysoka wytrzymałość – dopuszczalne obciążenie dynamiczne do 180 kg (statyczne do 250 kg)

Stół rehabilitacyjny Korund-E do terapii Bobath został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i terapeutom podczas sesji neurorehabilitacyjnych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół rehabilitacyjny Korund-E do terapii Bobath - cechy charakterystyczne:

Stół do metody Bobath i Vojty Korund-E wyposażony został w płynny, elektryczny system regulacji wysokości (w przedziale 520–950 mm), co pozwala terapeutce na precyzyjne dostosowanie poziomu leża do wzrostu, preferencji pracy oraz ułatwia samodzielne wejście pacjenta na stół. Powierzchnia leża pokryta jest wysokiej jakości, atestowaną tapicerką medyczną, łatwą w utrzymaniu higieny i dezynfekcji.

Dzięki **regulacji kąta nachylenia zagłówka w zakresie do +30°**, stół oferuje dodatkowe możliwości ergonomicznego ułożenia pacjenta podczas ćwiczeń głowy, szyi i tułowia. Solidna, stalowa rama malowana proszkowo zapewnia bezkompromisową stabilność nawet przy dynamicznych zmianach obciążenia (do 180 kg obciążenia dynamicznego i 250 kg statycznego), co czyni stół **Korund-E** niezastąpionym wyposażeniem nowoczesnych gabinetów fizjoterapii i oddziałów rehabilitacji neurologicznej.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo terapii:

- 2-sekcyjne leże dedykowane do terapii według metody Bobath i Vojty
- Zagłówek z płynną regulacją kąta nachylenia do +30°
- Szerokie leże o wymiarach 200 x 120 cm, zapewniające pełne bezpieczeństwo i swobodę ruchu pacjenta oraz terapeuty
- Elektryczna zmiana wysokości w szerokim zakresie 520 – 950 mm
- Bardzo wysoka stabilność – dopuszczalne obciążenie dynamiczne 180 kg, obciążenie statyczne 250 kg
- Solidna, malowana proszkowo konstrukcja ramy, odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Wysokiej jakości tapicerka medyczna dostępna w szerokiej palecie kolorów (m.in. NP003, NP009, NP010, NP016, NP023, NP024, NP025, NP026)
- Materiały łatwe w dezynfekcji i odporne na środki czyszczące powszechnie stosowane w placówkach medycznych

Informacje:

Szerokość: 120 cm
Długość: 200 cm
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: Stół do terapii Bobath
Zakres regulacji wysokości: 52 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie
Regulacja zagłówka: +30°
Maksymalne obciążenie dynamiczne: 180 kg
Maksymalne obciążenie statyczne: 250 kg

Model:

Kolor: NP026, NP09, NP010, NP003, NP016, NP025, NP023, NP024