

Wózek do aparatów MAC 5 - OUTLET



Opis produktu:

Specjalnie zaprojektowany wózek dla aparatu EKG MAC 5 firmy GE HealthCare to funkcjonalne i mobilne rozwiązanie, które zapewnia wygodę użytkowania oraz stabilność podczas pracy. Wózek został stworzony z myślą o łatwym przemieszczaniu aparatu EKG w różnych warunkach klinicznych.

- Widoczne ślady użytkowania,
- Brak oryginalnego kartonu,
- Jeden koszyk w zestawie

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dedykowany wózek pod aparat MAC 5

1. Uchwyt na kable elektrod i opcjonalny czytnik kodów kreskowych.
2. Uchwyt ułatwiający przenoszenie aparatu.
3. Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia, odporna na działanie detergentów.
4. Przechowywanie z możliwością rozszerzenia, standardowo 1 pojemnik, 2 pojemnik dostępny jako opcja.
5. Lekki dla łatwej sterowności.

6. Kompaktowy, odpowiedni do ograniczonej przestrzeni.

Informacje:

Model: