

## Urządzenie do trakcji Saunders Lumbar Home Traction

### Opis produktu:

Przenośne, pneumatyczne urządzenie umożliwiające wykonanie **trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa**.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Urządzenie do trakcji Saunders Lumbar Home Traction

Przenośne, pneumatyczne urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Opatentowany unikalny system trakcji aplikujący siłę rozciągającą za pomocą pneumatycznie rozsuwanego leżyska.

### Cechy charakterystyczne:

- aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko,
- możliwość generowania siły od 1 do 90 kg,
- mechanizm leżyska eliminujący siłę tarcia w trakcie trwania zabiegu,
- prowadzona w pełni komfortowy dla pacjenta sposób trakcja w pozycji pronacji i supinacji,
- możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej),
- komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy zapewniające doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu,
- możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu np. w domu pacjenta,
- prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych,

- prosty, pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, który daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany,
- torba umożliwiająca łatwy transport zestawu,
- wymiary: 60 x 65 x 10 cm (po złożeniu),
- waga: 11 kg.

### Parametry techniczne:

<b>Leżysko</b>	dwuczęściowe, aktywnie rozsuwane
<b>Generowana siła trakcji [kg]:</b>	1 - 90
<b>Rodzaj trakcji</b>	statyczna, przerywana
<b>Możliwość wykonywania trakcji</b>	w pozycji pronacyjnej i supinacyjnej
<b>Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:</b>	66 x 74 x 13
<b>Waga [kg]:</b>	11

### Informacje:

Kategoria: Urządzenia do trakcji kręgosłupa

### Model: