




Triton Traction Unit - urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa

Opis produktu:

Urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa Triton Traction Unit (ciągnik) z ekranem dotykowym wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD. Urządzenie posiada wbudowaną encyklopedię terapii zawierającą zdjęcia i opisy metodologii oraz system kart "chipowych" do archiwizacji danych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Triton Traction Unit - urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa

Najnowszej generacji **urządzenie do trakcji mechanicznej** o niezwykłych możliwościach. Wysoka precyzja, bezpieczeństwo oraz powtarzalność zabiegów. Umożliwia wykonywanie zabiegów **trakcji odcinka lędźwiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa** oraz wyciągów w obrębie **stawu łokciowego**.

Urządzenie do trakcji kręgosłupa wyposażone jest w **obrotowy panel sterujący** – zakres obrotu 270°. Łatwa i precyzyjna regulacja parametrów fazy progresji, trakcji oraz regresji.

Trakcja manualna i mechaniczna wykorzystywane są od lat jako bezpieczne rozwiązania w leczeniu schorzeń kręgosłupa i ich następstw, takich jak uszkodzenia korzeni nerwów i nieprawidłowości krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Wśród obecnych na rynku **urządzeń do trakcji kręgosłupa** na szczególną uwagę zasługują systemy **trakcyjne Chattanooga Triton** oferujące różnorodne dopasowania ich możliwości do potrzeb klinicznych twojej placówki.

Triton Traction Unit - cechy charakterystyczne:

- kolorowy ekran dotykowy LCD,
- tryb pracy: statyczny, przerywany i cykliczny,
- graficzny atlas anatomiczny,
- encyklopedia terapii zawierająca zdjęcia i opisy metodologii,
- system kart „chipowych” do archiwizacji terapii,
- gotowe procedury terapeutyczne,
- procedury użytkownika: 80,
- siła trakcji (rozciąganie): 0-90 kg,
- zegar zabiegowy: 0-90 minut,
- niezależna regulacja czasu impulsu i czasu relaksacji: 0-90 s,
- regulacja prędkości: 30%, 50%, 100%,
- funkcja „pretension” - ustalanie wstępnego napięcia linki,
- wskaźnik kąta trakcji,
- wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta,
- możliwość rozbudowy o moduł sEMG,
- wysuwany, regulowany zaczep do mocowania na stole.

Dodatkowe akcesoria:

QuikWrap DTS Belt Set - rozmiar uniwersalny, zastosowanie przy trakcji miednicy lub lędźwi do 100 kg.

Naugahyde® Knee Bolster - zapewnia optymalną pozycję ciała podczas zabiegu, pokryty wytrzymałą tapicerką Naugahyde®

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	45 x 24 x 45
Zasilanie [V, Hz]:	100-240, 50/60
Moc [W]:	75
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa I, typ BF
Waga [kg]:	14

Informacje:

Model:

Stoły do trakcji kregoslupa - opcja1: Brak modułu sEMG, Moduł sEMG
 Stoły do trakcji kregoslupa - opcja2: Nie, QuikWrap DTS Belt Set
 Stoły do trakcji kregoslupa - opcja3: Nie, Naugahyde® Knee Bolster