

## Moduł EMG do urządzenia Triton DTS



### Opis produktu:

Dodatkowy moduł rozbudowujący urządzenie Triton DTS o funkcję sEMG.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

**Moduł sEMG** to oparty na elektromiografii powierzchniowej **system** służący **do kontroli poziomu rozluźnienia mięśni** pacjenta podczas zabiegu. Umożliwia uruchomienie trakcji w momencie pełnego rozluźnienia mięśni.

### Informacje:

### Model: